GEFRIERBOXEN AUS POLYPROPYLEN

Safe-Lock-Gefrierboxen aus Polypropylen




Hergestellt aus Polypropylen

- **Geeignet für Eppendorf SafeLock-Röhrchen und andere Röhrchen mit einem Durchmesser von 8,5 mm und einer Höhe < 35 mm**
- **Transparenter Stülpdeckel mit alphanumerischer Markierung**
- **L x B mit Deckel: 130 x 130 mm**
- **Verfügbare Höhen : 37 und 52 mm**

L x B x H mit Deckel (mm)	130 x 130 x 37		130 x 130 x 52	
Kapazität Röhrchen	100 (10x10)		64 (8x8)	
Röhrchentyp	Röhrchen bis ø 8,5 mm		Röhrchen bis ø 11 mm	
Farben	**Art. Nr. Standard**	**Art. Nr. Fluo**	**Art. Nr. Standard**	**Art. Nr. Fluo**
Natur	**140093**	-	**139400**	-
Weiß	**140098**	-	**139411**	-
Gelb	**140099**	**140064**	**139412**	**139405**
Blau	**141400**	**140094**	**139407**	**139401**
Grün	**141401**	**140095**	**139408**	**139402**
Rosa	**140096**	-	-	**139404**
Orange	-	**140097**	-	**139403**
Rot	**141402**	-	**139409**	-
Violett	**141403**	-	**139410**	-
Schwarz	**141404**	-	**139406**	-
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Spezielles Schwarz	**141405**	-	**139413**	-
CHF	**AA -**	-	**AA -**	-


Gefrierboxen ohne Fach aus Polypropylen



- **2 Höhen verfügbar: 52 mm oder 37 mm**

L x B x H mit Deckel (mm)	130 x 130 x 52		130 x 130 x 37	
Farben	**Art. Nr. Standard**	**Art. Nr. Fluo**	**Art. Nr. Standard**	**Art. Nr. Fluo**
Natur	**141524**	-	**141547**	-
Weiß	**141530**	-	**141553**	-
Gelb	**141531**	**141525**	**141554**	**141548**
Blau	**140065**	**141526**	**141555**	**141549**
Grün	**141532**	**141527**	**141556**	**141550**
Rosa	**141528**	-	**141551**	-
Orange	-	**141529**	-	**141552**
Rot	**141533**	-	**141557**	-
Violett	**141534**	-	**141558**	-
Schwarz	**141535**	-	**141559**	-
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Spezielles Schwarz	**141536**	-	**141560**	-
CHF	**AA -**	-	**AA -**	-

Trennwände Für Boxen 10 x 130 mm /10 x 133 mm



- **Aus Karton oder Polypropylen**
- **6 Höhen verfügbar:**
  15 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 65 mm und 80 mm

Höhe	15 mm		25 mm		30 mm				40 mm		65 mm		80 mm	
Material	**Karton**	**CHF**	**Karton**	**CHF**	**Karton**	**CHF**	**PP**	**CHF**	**Karton**	**CHF**	**Karton**	**CHF**	**Karton**	**CHF**
Für 16 X 16 Röhrchen Ø bis 7,2 mm	**141434**	**AA -**	**141448**	**AA -**	**141461**	**AA -**	-	-	**141471**	**AA -**	**141484**	**AA -**	**141497**	**AA -**
Für 15 x 15 mm Röhrchen ø bis 7,7 mm	**141435**	**AA -**	**141449**	**AA -**	**141462**	**AA -**	-	-	**141472**	**AA -**	**141485**	**AA -**	**141498**	**AA -**
Für 14 X 14 Röhrchen Ø bis 8,3 mm	**141436**	**AA -**	**141450**	**AA -**	**039884**	**AA -**	-	-	**141473**	**AA -**	**141486**	**AA -**	**141499**	**AA -**
Für 13 X 13 Röhrchen Ø bis 9 mm	**141437**	**AA -**	**141451**	**AA -**	**039885**	**AA -**	-	-	**141474**	**AA -**	**141487**	**AA -**	**141500**	**AA -**
Für 12 X 12 Röhrchen Ø bis 9,8 mm	**141438**	**AA -**	**141452**	**AA -**	**039886**	**AA -**	-	-	**141475**	**AA -**	**141488**	**AA -**	**141501**	**AA -**
Für 11 X 11 Röhrchen Ø bis 10,8 mm	**141439**	**AA -**	**141453**	**AA -**	**141463**	**AA -**	-	-	**141476**	**AA -**	**141489**	**AA -**	**141502**	**AA -**
Für 10 x 10 ø bis zu 12 mm	**141440**	**AA -**	**141454**	**AA -**	**039887**	**AA -**	**141464**	**AA -**	**141477**	**AA -**	**141490**	**AA -**	**141503**	**AA -**
Für 9 X 9 Röhrchen Ø bis 13,6 mm	**141441**	**AA -**	**880032**	**AA -**	**880029**	**AA -**	**141465**	**AA -**	**039573**	**AA -**	**039574**	**AA -**	**141504**	**AA -**
Für 8 X 8 Röhrchen Ø bis 15 mm	**141442**	**AA -**	**141455**	**AA -**	**039888**	**AA -**	**141466**	**AA -**	**141478**	**AA -**	**141491**	**AA -**	**141505**	**AA -**
Für 7 X 7 Röhrchen Ø bis 17,3 mm	**141443**	**AA -**	**141456**	**AA -**	**039889**	**AA -**	**141467**	**AA -**	**141479**	**AA -**	**141492**	**AA -**	**141506**	**AA -**
Für 6 X 6 Röhrchen Ø bis 20,3 mm	**141444**	**AA -**	**141457**	**AA -**	**039890**	**AA -**	-	-	**141480**	**AA -**	**141493**	**AA -**	**141507**	**AA -**
Für 5 X 5 Röhrchen Ø bis 24,5 mm	**141445**	**AA -**	**141458**	**AA -**	**039891**	**AA -**	**141468**	**AA -**	**141481**	**AA -**	**141494**	**AA -**	**141508**	**AA -**
Für 4 X 4 Röhrchen Ø bis 30,8 mm	**141446**	**AA -**	**141459**	**AA -**	**039892**	**AA -**	**141469**	**AA -**	**141482**	**AA -**	**141495**	**AA -**	**141509**	**AA -**
Für 3 X 3 Röhrchen Ø bis 41,2 mm	**141447**	**AA -**	**141460**	**AA -**	**141470**	**AA -**	-	-	**141483**	**AA -**	**141496**	**AA -**	**141510**	**AA -**