Gefrierboxen ohne Fach


Boxen aus farbigem Polypropylen.

- **Mit lichtdurchlässigem Deckel**
- **Ohne Fach**
- **Maße 130 x 130 mm**
- **Mit oder ohne Drainagelöcher**

049523



Beispiel für Boxen + Abstandshalter aus Polypropylen



Gefrierboxen ohne Abflusslöcher

Höhe	Variable Höhe 45 - 55 mm		Feste Höhe 52 mm		Variable Höhe 75 - 80 mm		Variable Höhe 90 - 95 mm	
Farbe	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**
Natur	049501	AA -	049507	AA -	049513	AA -	049519	AA -
Blau	049502	AA -	049508	AA -	049514	AA -	049520	AA -
Grün	049503	AA -	049509	AA -	049515	AA -	049521	AA -
Rot	049504	AA -	049510	AA -	049516	AA -	049522	AA -
Gelb	049505	AA -	049511	AA -	049517	AA -	049523	AA -
Schwarz	049506	AA -	049512	AA -	049518	AA -	049524	AA -

Gefrierboxen ohne Abflusslöcher

Höhe	Variable Höhe 45 - 55 mm		Feste Höhe 52 mm		Variable Höhe 75 - 80 mm		Variable Höhe 90 - 95 mm	
Farbe	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**
Natur	049525	AA -	049531	AA -	049537	AA -	049543	AA -
Blau	049526	AA -	049532	AA -	049538	AA -	049544	AA -
Grün	049527	AA -	049533	AA -	049539	AA -	049545	AA -
Rot	049528	AA -	049534	AA -	049540	AA -	049546	AA -
Gelb	049529	AA -	049535	AA -	049541	AA -	049547	AA -
Schwarz	049530	AA -	049536	AA -	049542	AA -	049548	AA -

Raster

Mit Raster aus plastifiziertem Karton für 25 oder 100 Röhrchen zu ergänzen oder mit variablen Abstandshaltern aus autoklavierbarem Polypropylen mit Einkerbungen, mit denen Sie Fächer in unterschiedlicher Anzahl und Größe erstellen können. Mit diesen Abstandshaltern wird es möglich, jede Art von Aufbewahrungskonfiguration für Röhrchen, Mikroröhrchen, Histo-Kassetten, Fläschchen usw. in einer Gefrierbox zu entwerfen.

049549 049550 049551



Art. Nr.	Bezeichnung	Material	CHF
049549	Raster 5 x 5 für Röhrchen ø 24 mm	Kunststoffbeschichteter Karton	AA -
049550	Raster 10 x 10 für Röhrchen ø 12 mm	Kunststoffbeschichteter Karton	AA -
049551	Variabler Abstandshalter mit mehreren Aussparungen	Polypropylen	AA -

136 x 136 mm Gefrierboxen ohne Fach aus Polypropylen

- **Box zum Einfrieren bis -80 °C aus Polypropylen**
- **Erhältlich in Höhe 52 mm oder variabler Höhe 45 - 53 mm**



Farben	136 x 136 x 52 mm	136 x 136 x 45 - 53 mm
Natur	142713	142720
Neongelb	142714	142721
Neonblau	142715	142722
Neongrün	142716	142723
Neonpink	142717	142724
Neonorange	142718	142725
CHF	AA -	AA -
Schwarz mit schwarzem Deckel	142719	142726
CHF	AA -	AA -

Trennwände für Box 136 x 136 mm

- **Höhe 30 mm**

Kapazität	3 x 3	4 x 4	5 x 5	6 x 6	7 x 7	8 x 8	9 x 9	10 x 10	12 x 12	14 x 14	16 x 16
Art. Nr.	142727	142728	142729	142730	142731	142732	142733	142734	142735	142736	142737
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com