GEFRIERBOXEN AUS POLYPROPYLEN

Kryoboxen mit variabler Höhe aus Polypropylen



- Hergestellt aus Polypropylen
- Maße: 133 x 133 mm, verstellbare Höhe : 50 mm oder 75 mm
- Digitale Markierung
- Drainageöffnung
- Autoklavierbar
- Temperaturbeständig von - 90 °C bis + 121 °C
- Stapelbar

Kapazität Röhrchen	6 x 6	7 x 7	8 x 8	9 x 9	10 x 10
Für Röhrchen-ø (mm)	19	17	15	13	11,5
Natur	030131	030138	750207	750214	750221
Gelb	030132	030139	750208	750215	750222
Rot	030133	750202	750209	750216	750223
Grün	030134	750203	750210	750217	750224
Blau	030135	750204	750211	750218	750225
Schwarz	030136	750205	750212	750219	750226
Assortiert	030137	750206	750213	750220	750227
VE	5	5	5	5	5
CHF/VE	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

Etiketten für Kryoboxen



- Panaschierte Farben: Rot, Gelb, Grün, Blau, Violett
- Verwendbar bei -150 °C

Art. Nr.	Maße (mm)	VE	CHF/ VE
030130	200 x 40	5 x 10	AA -


Schwarze, undurchsichtige Gefrierboxen



- Hergestellt aus Polypropylen
- Für 100 Röhrchen 0,5, 1,5 oder 2 ml, Kryoröhrchen
- Einsatztemperatur : -80 °C bis +121 °C, autoklavierbar bei 121 °C
- Alphanumerisches Raster auf der Box
- Maße H x B x L: 56 x 143 x 154 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF zu 5
947870	Opak-schwarze Boxen 100 Röhrchen	AA -


Schwarze Boxen für lichtempfindliche Proben



- Mit schwarzem Boden und Deckel aus undurchsichtigem Polypropylen
- Mit 9 x 9 Raster für 81 Kryoröhrchen 1,2 oder 2 ml

Art. Nr.	L x B x H mit Deckel (mm)	CHF
139830	130 x 130 x 45	AA -
139735	130 x 130 x 50	AA -

Kryoboxen zur Aufbewahrung von 64 Röhrchen



- Hergestellt aus Polypropylen
- Schwarze alphanumerische Markierung
- Doppeltes Raster
- Für 8 X 8 Röhrchen Ø 11 mm
- L x B mit Deckel: 130 x 130 mm/ Höhe : 75 mm

Natur	Neonblau	Neongrün	Neonorange	Neongelb	Neonpink	CHF
139420	139421	139422	139423	139424	139425	AA -

Gefrierbox 100 Plätze



- Hergestellt aus Polypropylen
- Für Röhrchen bis zu 50 mm
- Für 100 Fläschchen, Vials, Mikroröhrchen 1,5 und 2 ml
- Autoklavierbar bei 121°C
- Alphanumerisches Raster auf der Box
- Stapelbar
- Scharnierdeckel
- (H x B x L) (mm): 60 x 140 x 140

Natur	Rot Orange	Grün	Blau	Violett	CHF	Assortiert	CHF Zu 5
441983	441984	441985	441988	141217	AA -	441989	AA -

Gefrierboxen für 81 Röhrchen



- Hergestellt aus Polypropylen
- für 81 Röhrchen 0,5, 1,5 oder 2 ml, Kryoröhrchen
- Betriebstemperatur -80 °C bis +121 °C
- Alphanumerisches Raster auf der Box
- Maße (H x B x L) (mm): 48 x 140 x 140
- Autoklavierbar bei 121°C

Farben	Natur	Blau	Grün	Orange	Violett	Assortiert*
Art. Nr.	947864	947865	947866	947867	947868	947869
CHF zu 5	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

* 5 Farben: Natur, Blau, Grün, Orange und Violett.