GEFRIERBOXEN AUS POLYPROPYLEN

Stapelbare Kryoboxen für 50 Mikroröhrchen





- **Für 50 Mikroröhrchen 1,5 oder 2 ml**
- **L x B x H : 142 x 92 x 56 mm**
- **Naturfarben oder gemischte Farben (blau, grün, violett, gelb, orange)**

Art. Nr.	Bezeichnung	Farben	VE	CHF/ VE
320124	Kryoboxen für 50 Röhrchen	Natur	5	AA -
320125	Kryoboxen für 50 Röhrchen	Assortiert*	5	AA -

* Blau, grün, violett, gelb, orange

Aufbewahrungsbox für 200 Kryoröhrchen oder 128 Mikroröhrchen 1,5 ml



- **Polypropylen-Box, autoklavierbar bei 121 °C mit Scharnierdeckel**
- **Kapazität: 20 x 10 Röhrchen (1,5 oder 2 ml, HPLC-Röhrchen oder Kryoröhrchen)**
- **Temperaturbeständig bis - 90 °C**
- **Maße (L x T x H): 275 x 140 x 60 mm**
- **Gelbes Rack mit alphanumerischem Raster separat erhältlich (max. 2 pro Packung)**
- **Lässt sich in eine Box für 2 x 64 1,5 ml Mikroröhrchen umwandeln, indem man 2 Einsätze für 64 Mikroröhrchen anklippt (separat bestellen)**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
764045	Aufbewahrungsbox für 200 Kryoröhrchen	AA -
764046	Rack für 64 Röhrchen 1,5 ml	AA -

Polypropylenboxen für 16 Röhrchen



- **Für 4 x 4 Röhrchen**
- **Mit oder ohne Raster**
- **Maße mit Deckel : 67 x 67 x 45-60 mm**

Raster	Natur	Blau	Grün	Orange	Rosa	Gelb	Schwarz	CHF
Ja	139521	139522	139523	139524	139525	139526	139527	AA -
Nein	139528	-	-	-	-	-	-	AA -

Aufstellbare Polypropylen-Box für 81 Kryoröhrchen



Flache Box, die bei Nichtgebrauch Platz spart.

- **Aus gewelltem Polypropylen**
- **Selbst zusammensetzbar**
- **Ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit**
- **Inklusive vormontierter Trennwände**
- **Für 81 Röhrchen (9 x 9), Durchmesser 12 mm**
- **Maße: 133 x 133 x 51 mm**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
320148	Kryobox aus Polypropylen zum zusammensetzen	10	AA -

