GEFRIERBOXEN AUS POLYPROPYLEN


Polarsafe-Boxen für 15- und 50-ml-Röhrchen



- Hergestellt aus Polypropylen
- 2 Farben zur Auswahl
- Weiße Oberseite zum einfachen Markieren und Lesen des digitalen Indexes
- Einsetzbar von - 90 °C bis + 122 °C
- Autoklavierbar
- Transparenter Deckel
- L x B x H : 145 x 145 x 125 mm

Art. Nr.	Kapazität Röhrchen	Farben	VE	CHF/ VE
141215	36 Röhrchen 15 ml	Blau	2	AA -
141216	16 Röhrchen 50 ml	Orange	2	AA -

Boxen für Röhrchen von 15 ml bis 50 ml



Boxen aus Polypropylen mit Raster und Stülpdeckel für 15 ml oder 50 ml Röhrchen.

- Alphanumerischer Index
- Temperaturbeständig von - 80 °C bis + 121 °C
- Beschriftungsfeld auf dem Box
- Lassen sich im Gefrierschrank oder Kühlschrank aufbewahren

Art. Nr.	Für	(L x B x H) (mm)	VE	CHF/ VE
045547	36 Röhrchen 15 ml	145 x 145 x 126	2	AA -
045548	16 Röhrchen 50 ml	145 x 145 x 126	2	AA -

Aufbewahrungsbox für 9 50-ml-Röhrchen oder 16 15-ml-Röhrchen



- Hergestellt aus Polypropylen
- Autoklavierbar
- Transparenter Deckel
- Racks mit weißer digitaler Markierung
- Wird mit zwei Racks geliefert : - Rack für 9 Röhrchen 50 ml - Rack für 16 Röhrchen 15 ml
- Die Racks lassen sich leicht austauschen und im Boden der Box verankern

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
037982	Aufbewahrungsbox für 9 50-ml-Röhrchen oder 16 15-ml-Röhrchen	AA -

Labcon® Gefrierboxen für 15- und 50-ml-Röhrchen






- Hergestellt aus Polypropylen
- Autoklavierbar
- Temperatur -80 °C bis 122 °C

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
949828	Box für 36 Röhrchen 15 ml	2	AA -
949829	Box für 16 Röhrchen 50 ml	2	AA -

Kryoboxen für Mikroröhrchen 5 ml



- Hergestellt aus Polypropylen
- Durchsichtiger Deckel aus Polycarbonat
- Für 5 x 5 Mikroröhrchen 5 ml(Ø : 17 mm)
- Maße H x T (mm): 130 x 130
- Variable Höhe von 70 bis 80 mm, abhängig von der Position des Deckels
- Einsetzbar bis zu -90 °C
- Mit Drainagelöchern
- Autoklavierbar

Farben	Natur	Blau	Grün	Rot	Gelb	Schwarz	Schwarz*
Art. Nr.	140326	140327	140328	140329	140330	140331	140332
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

* Komplett schwarze Box, für lichtempfindliche Proben