Racks aus expandiertem Polystyrol



- Für den Transport von 50 Röhrchen mit einem Durchmesser von 12 mm
- Maße: 146 x 73 x 40 mm
- In einem Rack aus leichtem Karton mit den Maßen 155 x 155 x 45 mm können zwei Styroporboxen zusammengefasst werden


Racks aus expandiertem Polystyrol

Weiß	Blau	Grün	Rot	CHF
049725	049726	049727	049728	AA -

Rack aus Karton

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
049729	Rack aus Karton	AA -


Kryobox aus Edelstahl mit Deckel



Art. Nr.	Maße Mit Deckel L x T x H (mm)	CHF
140073	136 x 136 x 50	AA -
140076	133 x 133 x 50	AA -
140077	133 x 133 x 75	AA -
140078	133 x 133 x 100	AA -

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Klemme für Kryoröhrchen



- Für Kryoröhrchen
- Hergestellt aus Polypropylen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF zu 12
029111	Klemme für Kryoröhrchen	AA -

Thermo SCIENTIFIC nunc

Stützstab für Kryokonservierungskanister und Cryoflex-Hülle

Cryoflex-Hülle

Hülle zur Aufnahme von Kryoröhrchen, die verschweißt werden muss, damit bei vollständigem Eintauchen kein versehentlicher Eintritt von flüssigem Stickstoff in das Röhrchen erfolgt. Länge: 50 cm

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF Box mit 15 Hüllen
055029	Cryoflex-Hülle	AA -





Aluminiumstab, der je nach Höhe 3 bis 6 Kryoröhrchen aufnehmen soll. Länge: 28 cm

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF Zu 50
055030	Stützstange	AA -



Etiketten und Etikettenmaterial



Etikettenträger aus transparentem Polypropylen mit einer Klebeseite. Wird auf eine Seite der Gefrierbox gelegt, wenn diese vollkommen trocken ist und Raumtemperatur hat.

- Für Temperaturen bis -90 °C durch Heften des Etikettenhalters
- Klebeseite funktioniert zwischen -10 °C und +70 °C

Art. Nr.	Für	VE/ Box	CHF/ Box
049616	Etikettenhalter	20	AA -
049617	Etiketten	5 x 20	AA -