Modulare neoStapelRack-Regale für Kryoboxen

Stapeln Sie die einzelnen Racks und setzen Sie sie zusammen, um eine Kryobox für Lagerung zu erstellen.


- **Aus Polycarbonat, leichter und einfacher zu transportieren als Edelstahl**
- **Autoklavierbar Temperaturbeständig von -130 °C bis + 130 °C**
- **Innenmaße des Racks (L x B x H) : 140 x 147 x 55 mm**

2 mögliche Konstruktionen :

- Stapeln Sie bis zu 10 Racks in einer vertikalen Konfiguration ;
- Stellen Sie bis zu vier Racks nebeneinander mithilfe von Clips (separat erhältlich) zusammen und stapeln Sie bis zu vier Regale in einer horizontalen Konfiguration ;
- Decken Sie die Racks an der Oberseite mit den Deckeln (separat erhältlich) ab.





Bezeichnung	Weiß	Blau	CHF
Einzelne Racks neoStapelRack	764110	764113	AA -
Deckel mit Griff	764111	764114	AA -
Deckel ohne Griff	764112	764115	AA -
Clip (für horizontale Befestigung)	-	764116	AA -



Gefrierboxen

- **Biosigma-Gefrierboxen aus Polycarbonat, Deckel mit alphanumerischer Beschriftung**
- **Maße: 132 x 132 x 52 mm**





Kapazität	Blau	Rot	Grün	CHF
81 Kryoröhrchen 1,2 und 2 ml	390479	390480	390481	AA -
100 Kryoröhrchen 1,2 und 2 ml	390491	390492	390493	AA -

Vertikale Regale für Gefrierboxen oder Mikroplatten

Thermo SCIENTIFIC nunc

- **Verstellbare Höhe der Regale**
- **Sicherungsstab, um die Boxen an Ort und Stelle zu halten**
- **Kompatibel mit Gefriertruhen von Revco, Panasonic, Heraeus, Forma**



Regale für Gefrierboxen

- **Maße: 670 x 143,2 x 140,4 mm**
- **Für 12 Standardboxen 13 x 13 x 5 cm oder 8 Boxen 13 x 13 x 7,5 cm**
- **Geliefert mit 11 Regalen**

Farben	Natur
Art. Nr.	055622
CHF	AA -

Regale für Mikroplatten

- **Maße: 235 x 95 x 135 mm**
- **Geliefert mit 9 Regalen**
- **Für 10 Mikrotiterplatten, 18 Low-Profile-Mikrotiterplatten, 6 Deepwell Nunc 1 ml-Platten, 5 Deepwell 2 ml-Platten**

Farben	Natur
Art. Nr.	055624
CHF	AA -

Cryopen-Marker

Thermo SCIENTIFIC nunc



- **Marker mit feiner Spitze speziell für niedrige Temperaturen**
- **Beständig gegen Xylol und Alkohol**
- **Löscht sich mit Ethanol ab**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
055036	Beutel mit 4 Kryopen (grün, rot, blau, schwarz)	AA -

Cryomarkers

Packung mit 4 Cryomarkern, die speziell für die Beschriftung von Kryoröhrchen, Gefrierboxen und Halterungen für die Kryogenie bestimmt sind.

Blaue, rote und schwarze Marker mit extrafeiner Spitze; grüner Marker mit Standardspitze.



Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
028123	Packung mit 4 Cryomarkern in verschiedenen Farben (grün, blau, rot, schwarz)	AA -
028124	Packung mit 4 schwarzen Cryomarkern	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com