LAGERREGALE FÜR GEFRIERSCHRÄNKE

Horizontale Regale aus Karton



- Für 20 Kryoboxen aus Karton, Polypropylen oder Polycarbonat
- Aus wasserabweisendem Karton für den Langzeitgebrauch
- Einsetzbar bis zu - 160 °C
- Für Boxen mit einer Höhe von 50 mm
- Mit Griff zur Seitenentnahme
- Format : 5 Reihen aus 4 Boxen
- H x B x T : 285 x 138 x 560 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
013068	Horizontales Kartonregal mit 20 Origami-Boxen 9 x 9 cm	AA -
013069	Horizontales Kartonregal mit 20 Standardboxen 9 x 9 cm	AA -

Horizontales Regal für Gefrierschrank



- Edelstahl
- Korrosionsbeständig
- Für 16 Boxen 133 x 133 mm
- Tragegriff
- Standardmaße

Art. Nr.	Bezeichnung	(L x B x H) (mm)	CHF
037581	Regal für 16 Boxen Höhe 50 mm	140 x 560 x 240	AA -

Horizontale Regale



- Ideal für Nalgene-Boxen konzipiert
- Nehmen alle Boxen mit ähnlichen Maßen an

Art. Nr.	Für Nalgene-Boxen		Kapazität Boxen	(L x B x H) (mm)	CHF
	Kapazität Röhrchen	(L x B x H) (mm)			
029101	9 x 9	133 x 133 x 51	12 (4 x 3)	225 x 143 x 444	AA -
029102	9 x 9	133 x 133 x 51	16 (4 x 4)	225 x 143 x 590	AA -

Horizontale Regale für Gefrierschränke


049667

- Breite des Regals : 140 mm
- Edelstahl
- Für Boxen von 130 x 130 mm

			Regale Tiefe 420 mm			Regale Tiefe 560 mm		
Höhe Box (mm)	Anz. Regale	Höhe gesamt (mm)	Art. Nr. in Boxen	Kapazität in Boxen	CHF	Art. Nr.	Kapazität	CHF
54	3	165	049667	9 (3 x 3)	AA -	-	-	-
54	4	223	049668	12 (4 x 3)	AA -	049670	16 (4 x 4)	AA -
54	5	277	049669	15 (5 x 3)	AA -	049671	20 (5 x 4)	AA -
75	3	240	049672	9 (3 x 3)	AA -	049673	12 (3 x 4)	AA -
95	2	198	049674	6 (2 x 3)	AA -	049675	8 (2 x 4)	AA -
125	2	260	049676	6 (2 x 3)	AA -	049677	8 (2 x 4)	AA -