LAGERREGALE FÜR GEFRIERSCHRÄNKE

Schubladenregale für Gefrierboxen




049621

- Für Kryoboxen mit den Maßen 130 x 130 mm und verschiedenen Höhen
- Edelstahl
- Breite : 135 mm

			Regale Tiefe 410 mm			Regale Tiefe 540 mm		
Höhe Box (mm)	Anzahl Regale	Höhe gesamt (mm)	Art. Nr. in Boxen	Kapazität in Boxen	CHF	Art. Nr.	Kapazität	CHF
29	3	98	**049618**	9 (3 x 3)	**AA -**	**049625**	12 (3 x 4)	**AA -**
29	4	130	**049619**	12 (4 x 3)	**AA -**	**049626**	16 (4 x 4)	**AA -**
29	5	162	**049620**	15 (5 x 3)	**AA -**	**049627**	20 (5 x 4)	**AA -**
29	6	194	**049621**	18 (6 x 3)	**AA -**	**049628**	24 (6 x 4)	**AA -**
29	7	226	**049622**	21 (7 x 3)	**AA -**	**049629**	28 (7 x 4)	**AA -**
29	8	258	**049623**	24 (8 x 3)	**AA -**	**049630**	32 (8 x 4)	**AA -**
29	9	290	**049624**	27 (9 x 3)	**AA -**	**049631**	36 (9 x 4)	**AA -**
54	2	117	**049632**	6 (2 x 3)	**AA -**	**049637**	8 (2 x 4)	**AA -**
54	3	173	**049633**	9 (3 x 3)	**AA -**	**049638**	12 (3 x 4)	**AA -**
54	4	232	**049634**	12 (4 x 3)	**AA -**	**049639**	16 (4 x 4)	**AA -**
54	5	288	**049635**	15 (5 x 3)	**AA -**	**049640**	20 (5 x 4)	**AA -**
54	6	345	**049636**	18 (6 x 3)	**AA -**	**049641**	24 (6 x 4)	**AA -**
78	2	165	**049642**	6 (2 x 3)	**AA -**	**049645**	8 (2 x 4)	**AA -**
78	3	247	**049643**	9 (3 x 3)	**AA -**	**049646**	12 (3 x 4)	**AA -**
78	4	330	**049644**	12 (4 x 3)	**AA -**	**049647**	16 (4 x 4)	**AA -**
98	2	203	**049648**	6 (2 x 3)	**AA -**	**049650**	8 (2 x 4)	**AA -**
98	3	305	**049649**	9 (3 x 3)	**AA -**	**049651**	12 (3 x 4)	**AA -**
128	2	265	**049652**	6 (2 x 3)	**AA -**	**049653**	8 (2 x 4)	**AA -**

Schubladenregale für Gefrierboxen



Aufbewahrungsschubladen aus Edelstahl für Gefrierschränke.

- Ausziehbare Schubladen mit oder ohne Feststellbremse
- Vermeidet das Herausnehmen eines ganzen Regals aus dem Gefrierschrank
- Griff
- Große Auswahl an Größen für alle Gefrierschränke (bitte anfragen)
- Für Boxen Maße (mit Deckel) 133 x 133 x 53 mm
- Breite der Schublade : 140 mm

Für Boxen		133 x 133 x 53 mm mit Feststellbremse			133 x 133 x 53 mm ohne Feststellbremse		
Anzahl Schubladen	Kapazität Boxen	Art. Nr.	Tiefe x H (mm)	CHF	Art. Nr.	Tiefe x H (mm)	CHF
2	6	-	-	-	**130293**	416 x 116	**AA -**
2	10	**130275**	700 x 123	**AA -**	-	-	-
3	6	-	-	-	**130296**	283 x 173	**AA -**
3	9	**130277**	434 x 184	**AA -**	**130297**	416 x 173	**AA -**
3	12	**130278**	567 x 184	**AA -**	**130298**	548 x 173	**AA -**
3	15	**130279**	700 x 184	**AA -**	**130299**	682 x 173	**AA -**
4	8	**130280**	301 x 245	**AA -**	-	-	-
4	12	**130281**	434 x 245	**AA -**	**130301**	416 x 231	**AA -**
4	16	**130282**	567 x 245	**AA -**	**130302**	549 x 231	**AA -**
4	20	**130283**	700 x 245	**AA -**	**130303**	682 x 231	**AA -**
5	15	**130285**	434 x 306	**AA -**	**130305**	416 x 288	**AA -**
5	20	**130286**	567 x 306	**AA -**	**130306**	549 x 288	**AA -**
5	25	**130287**	700 x 306	**AA -**	**130307**	682 x 288	**AA -**
6	12	-	-	-	**130308**	283 x 346	**AA -**
6	18	**130289**	434 x 367	**AA -**	**130309**	416 x 346	**AA -**
6	24	**130290**	567 x 367	**AA -**	**130310**	549 x 346	**AA -**
6	30	**130291**	700 x 367	**AA -**	**130311**	682 x 346	**AA -**

Schubladenregale für Mikroplatten oder Deepwell



049657

- Edelstahl
- Zur Aufbewahrung von Mikroplatten im Gefrierschrank
- Breite x Tiefe : 135 x 540 mm

Für Mikroplatten mit einer Höhe von 18 mm					Für Deepwells mit einer Höhe von 54 mm				
Anzahl Regale	Höhe gesamt (mm)	Art. Nr.	Kapazität in Mikrotiterplatten	CHF	Anzahl Regale	Höhe gesamt (mm)	Art. Nr.	Kapazität in deepwell	CHF
4	91	**049654**	24	**AA -**	2	117	**049637**	12 (2 x 6)	**AA -**
6	134	**049655**	36	**AA -**	3	173	**049638**	18 (3 x 6)	**AA -**
8	180	**049656**	48	**AA -**	4	232	**049639**	24 (4 x 6)	**AA -**
10	223	**049657**	60	**AA -**	5	288	**049640**	20 (5 x 4)	**AA -**
12	266	**049658**	72	**AA -**	6	345	**049641**	36 (6 x 6)	**AA -**
14	312	**049659**	84	**AA -**	-	-	-	-	-