


Isofreeze PCR gekühlte Racks







Isofreeze-Rack 24 Röhrchen

- Halten die Temperatur von wärmeempfindlichen Proben bis zu 4 Stunden lang stabil bei +4 °C
- Farbwechsel von grün zu gelb oder von violett zu rosa, wenn er sich erwärmt
- Lieferung mit Deckel
- Das enthaltene Gel ist ungiftig und ungefährlich

PCR-Racks

- Maße (mm) 44 x 99 x 141 mit Deckel / 38 x 99 x 141 ohne Deckel
- PCR-Version für 96er Platten oder Strips oder 0,2 ml PCR-Mikroröhrchen (8 x 12 Plätze)
- QPCR-Version für 64 Corbett Rotor-Gene-Röhrchen, oder 16 0,2-ml-Röhrchen und 4 0,5-ml-Röhrchen

Rack für 0,5-, 1,5- oder 2-ml-Röhrchen

- Maße (mm) : 70 x 105 x 146 mit Deckel / 64 x 105 x 146 ohne Deckel
- Für 24 Röhrchen (6 x 4 Plätze)

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
840531	Isofreeze PCR Rack grün bis gelb	2	AA -
840532	Isofreeze PCR Rack violett bis rosa	2	AA -
840896	Isofreeze qPCR-Rack hellblau bis weiß	2	AA -
840401	Isofreeze-Rack 24 Röhrchen grün bis gelb	1	AA -
840400	Isofreeze-Rack 24 Röhrchen violett bis rosa	1	AA -

Gekühlte Racks ERGO FREEZE



- Für 96 einzelne PCR-Röhrchen oder in Streifen angeordnet oder eine PCR-Platte mit 96 Wells
- Nach 8 Stunden Kühlung bei - 20 °C wechselt die Farbe der Racks von rosa zu violett und von gelb zu grün; die Temperatur bleibt zweieinhalb Stunden lang bei + 4 °C
- Bei 7 °C nehmen die Racks wieder ihre ursprüngliche Farbe an und zeigen damit deutlich, dass die Proben nicht mehr gekühlt werden
- SBS-Format, geeignet für die Verwendung in Automaten

Art. Nr.	Farben Ungekühlt	Farben Gekühlt	Maße (L x B x H) (mm)	CHF
044852	Rosa	Violett	128 x 85 x 25	AA -
044853	Gelb	Grün	128 x 85 x 25	AA -

Coolcube Kühlblock für PCR-Mikroplatten und -Röhrchen



- Hält die Temperatur 4 Stunden lang bei o °C
- Auch als PCR-Vorbereitungsstation zu verwenden
- Aus Durastar-Polymer mit Kühlgel
- Bewahrt die Proben auf dem Labortisch ohne Abbau auf
- Über Nacht in den Kühlschrank geben, damit er am nächsten Tag einsatzbereit ist

Kapazität	Seite 1 : 36 Mikroröhrchen 1,5/2 ml Röhrchen Seite 2 : 12 Mikroröhrchen 1,5/2 ml + 1 PCR-Platte mit 96 Wells oder Streifen mit 12 Röhrchen 0,2 ml
Maße	14,3 x 14,3 x 6,4 cm
Gewicht	0,9 kg

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
053455	Coolcube-Kühlblock	AA -

PCR-Cooler Eppendorf



Cryoblock o °C für 0,2 und 0,5 ml PCR-Platten, -Streifen und -Röhrchen.

- Ermöglicht die zuverlässige Aufbewahrung von Proben bei o °C für mehr als eine Stunde
- Ändert seine Färbung, wenn die Temperatur über +7 °C liegt
- Alphanumerischer Index
- Ersetzt das Eisbad, für mehr Hygiene, ohne Kontaminationsrisiko

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
033183	PCR-Cooler blau (dunkelblau bei o °C, hellblau bei 7 °C)	1	AA -
033184	PCR-Cooler rosa (lila bei o °C, rosa bei 7 °C)	1	AA -
033185	PCR-Cooler blau und rosa	2	AA -