Gekühlte PCR-Racks

NEU

- Racks aus Polypropylen, Deckel aus Polycarbonat
- Maße (cm): 11 x 14,8 x 4,8
- Kompatibel mit PCR-Röhrchen Streifen oder einzelnen 0,2/0,5 ml PCR-Röhrchen, in Standard- oder Low-Profile-Format
- Hält die Temperatur einer 96-Well-PCR-Platte für mehr als eine Stunde bei 0 °C (nach 2-stündiger Kühlung des Racks auf -20 °C)
- Hält die Temperatur der Proben bis zu 3 Stunden lang unter +5 °C
- Farbwechsel des Racks oder eines Wells, wenn die Temperatur über +6 °C steigt
- Der Deckel ermöglicht einen optimalen Schutz der Proben vom Gefrierschrank bis zum Labortisch
- Innovativer, verschiebbarer, um 180° drehbarer Deckel (kann auch als Ständer verwendet werden)
- Verwendbar für die Aufbewahrung bei -80 °C
- Wells, die so gestaltet sind, dass die Proben nicht einfrieren können



320689

Art. Nr.	Farben Ungekühlt	Farben Gekühlt	VE	CHF/ VE
320688	Rosa	Violett	2	AA -
320689	Hellblau	Blau	2	AA -
320690	1 Rack in jeder Farbe		2	AA -

Eppendorf IsoTherm-System

eppendorf

- System aus Isolierboxen und Racks mit Kühlakku-Packs, um die Proben bei der Handhabung am Labortisch bei 0 °C oder -21 °C zu halten
- Ideal für Enzymarbeitsplätze, PCR-Stationen oder den Probentransfer
- Ersetzt das Eisbad
- Kompatibel mit dem Zubehör der Thermomixer-Reihe
- Das System umfasst :
  - eine IsoSafe-Box, die einen IsoRack-Träger und einen IsoPack-Kühlakku aufnimmt
  - ein IsoRack-Rack für 24 Mikroröhrchen im Mikroplattenformat, zentrifugierbar, schwimmfähig
  - einen IsoPack-Kühlakku : 0 °C mit 6-stündiger Laufzeit (weiß) oder -21 °C mit 3-stündiger Laufzeit (blau)



Für Mikroröhrchen	1,5 / 2 ml				0,5 ml			
Bezeichnung	Art. Nr. 0 °C	CHF	Art. Nr. -21 °C	CHF	Art. Nr. 0 °C	CHF	Art. Nr. -21 °C	CHF
1 IsoRack + 1 IsoPack	033579	AA -	033612	AA -	033613	AA -	033614	AA -
1 IsoSafe + 3 IsoPack	033615	AA -	-	-	033617	AA -	033618	AA -
	Art. Nr.		CHF		Art. Nr.		CHF	
IsoRack mit Deckel	033619		AA - Zu 4		033621		AA - Zu 4	
Vollständiges System : 1 Isosafe + 1 IsoPack 0 °C + 1 IsoPack -21 °C +1 IsoRack mit Deckel	033620		AA -		033622		AA -	

CoolCADDY-Kühlhaltevorrichtung

- Temperatur + 2 °C - + 4 °C bis zu 5 Stunden
- Proben kalt und nicht gefroren halten
- Geeignet für :
  - 9 Mikroröhrchen 1,5/2 ml;
  - 8 Kryoröhrchen 2 ml;
  - 5 Mikroröhrchen 0,5 ml;
  - 1 Platte;
  - 96 PCR-Mikroröhrchen oder 12 Streifen;
  - 1 50-ml-Reservoir



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
062900	CoolCADDY-Kühlhaltevorrichtung	AA -

Kühltanks für Reagenzien

NEU

- Hergestellt aus Polypropylen
- Eisfrei, ungiftig
- Zur Verlängerung der Handhabungszeit bei gleichzeitiger Wahrung der Unversehrtheit empfindlicher Reagenzien
- Reagenzien können während 3 h bei + 5°C gehalten werden
- Passend zu den Tanks Art. Nr. 320661 bis 320669
- Stapelbar
- Wiederverwendbar (Garantie : 2 Jahre)



Vol. (ml)	Maße (mm)	Rosa	Blau	Assortiert	VE	CHF/ VE
50	144 x 74 x 45	320695	320696	320697	2	AA -
100	150 x 90 x 43	320698	320699	320700	2	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com