Schwimmende Racks für Mikroröhrchen



Umkehrbare Tischkühlracks für 20 Mikroröhrchen 1,5 ml auf der einen Seite oder 0,5 ml auf der anderen Seite. Sie bestehen aus unzerbrechlichem Polycarbonat, sind mit einem ungiftigen Gel gefüllt und haben einen durchsichtigen Deckel.
Zwei Modelle
- Weiße Farbe: Lagerung bei 0 °C für 5 Stunden
- Blaue Farbe: Lagerung zwischen -10 °C und -20 °C für 3 Stunden

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
045489	Weißes Rack 0 °C	AA -

Cryo-Safe Cooler



- **PC-Kühlboxen, die mit einem ungiftigen Gel gefüllt sind**
- **Stapelbar**
- **Zwei Modelle: für 12 Röhrchen à 15 ml, oder für 12 Röhrchen à 1,5 ml**

Deckel	PC transparent	PC transparent
Körperfarbe	Orange	Orange
L x B x H (cm)	19,7 x 14 x 19	15,1 x 10,8 x 12,5
Röhrchentyp	12 Zentrifugenröhrchen, 15 ml, 15 mm Durchmesser	12 Mikroröhrchen 1,5 ml (Adapter Mikroröhrchen 0,5 ml)
Temperatur	0 °C / 3 Stunden	0 °C / 2,5 Stunden
Art. Nr.	**088783**	**088784**
CHF	**AA -**	**AA -**

Quick Chill Rack



- **Aus Polycarbonat**
- **Für 12 Mikroröhrchen zu 0,5 oder 1,5 ml (Reihen von 4 x 3 Röhrchen)**
- **Für Proben bei - 20 °C, hält bei Temperaturen < - 15 °C, 45 Minuten**
- **L x B x H : 151 x 108 x 125 mm**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
028056	Rack Quick Chill	AA -

Mini-Cooler



- **Polycarbonat-Kühlboxen mit transparentem Deckel oder mit Gel gefülltem Deckel**
- **Um die Proben bei 0 °C, - 20 °C oder - 70 °C auf dem Labortisch zu halten**

Deckel	Transparent	Transparent	Transparent	Weiß	Weiß	Transparent
Körperfarbe	Rot	Gelb	Weiß	Rot	Gelb	Gelb
Gel Deckel	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
L x B x H (mm)	147 x 100 x 100	147 x 100 x 100	147 x 100 x 100	240 x 160 x 146	240 x 160 x 146	225 x 165 x 105
Kapazität: Kryoröhrchen 1/2 ml Mikroröhrchen 1,5/2 ml	12	12	12	32	32	1 PCR-Platte oder 96 Röhrchen 0,2 ml indiv. oder Streifen
Temperatur	0 °C / 60 min.	- 20 °C / 60 min.	- 70 °C / 45 min.	0 °C / 60 min.	- 20 °C / 60 min.	- 20 °C / 60 min.
Art. Nr.	**092391**	**092392**	**092393**	**913077**	**913078**	**913082**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**