Mini Cooler True North

- **Kühlboxen mit Isoliergel**
- **Temperaturerhaltung oder schnelles Abkühlen von Proben**
- **Aus Polycarbonat mit rutschfesten Füßen**
- **Grafik zur Temperaturerhaltung, die mit jeder Version geliefert wird**
- **Deckel mit Markierungsgitter**








Art. Nr.	Temperatur	Anzahl Röhrchen	Röhrchentyp	Deckel	L x B x H (mm)	Aufrechterhaltung der Temperatur	Farben	CHF
320538	0 °C	3 x 4	Mikroröhrchen von 0,5* und 1,5 - 2 ml oder Kryoröhrchen	Transparent	145 x 105 x 100	1 °C für 4 Stunden.	Grün	**AA -**
320539		4 x 8		Transparent	245 x 105 x 100	1 °C für 5 Stunden.		**AA -**
320540		4 x 8		Isolierend	245 x 105 x 100	1 °C für 7,5 Stunden.		**AA -**
320541	- 20 °C	3 x 4		Transparent	145 x 105 x 100	- 15 °C für 2,5 Stunden.	Blau	**AA -**
320542		4 x 8		Transparent	245 x 105 x 100	- 15 °C für 3,5 Stunden.		**AA -**
320543		4 x 8		Isolierend	245 x 105 x 100	- 15 °C für 5 Stunden.		**AA -**
320544		8 x 12	0,2 ml Mikroröhrchen oder 96 Platte	Transparent	225 x 165 x 100	- 15 °C für 3,5 Stunden.		**AA -**

* mit mitgelieferten Adaptern

Labtop coolers Nalgene

- **Halten die Temperatur der Proben auf dem Labortisch bei 0 °C oder -20 °C**
- **Aus Polycarbonat**
- **Akzeptiert je nach Modell Mikroröhrchen oder Röhrchen**
- **Gehäuse mit ungiftigem Gel gefüllt (Deckel bei einigen Modellen ebenfalls mit Gel gefüllt)**





Deckel	PC transparent	PC transparent	PC weiß	PC transparent	PC weiß	PC transparent	PC transparent
Körperfarbe	Blau	Blau	Blau	Grün	Grün	Grün	Grün
Gel Deckel	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Anzahl Röhrchen	3 x 4	4 x 5	4 x 8	3 x 4	4 x 8	3 x 4	3 x 4
L x B x H (cm)	151 x 108 x 125	225 x 165 x 105	243 x 157 x 146	151 x 108 x 125	243 x 157 x 146	197 x 140 x 190	197 x 140 x 190
Röhrchentyp	Mikroröhrchen 0,5/ 1,5 ml	Kryoröhrchen, Mikroröhrchen	Mikroröhrchen 0,5/ 1,5 ml	Mikroröhrchen 0,5/ 1,5 ml	Mikroröhrchen 0,5/ 1,5 ml	Röhrchen 12 / 13 mm	Röhrchen 16 / 17 mm
Temperatur	-15 °C, 2 Stunden	-15 °C, 2 Stunden	-15 °C, 2 Stunden	unter 1°C, 3 Stunden	unter 1°C, 5 Stunden	unter 1°C, 5 Stunden	unter 1°C, 5 Stunden
Art. Nr.	**028057**	**055411**	**028058**	**028059**	**028060**	**028061**	**028062**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com