
Coolsafe Wärmeleitende Racks



Racks aus temperaturleitendem Metall, die für die Lagerung bei niedrigen Temperaturen konzipiert sind. Sie sind vorgesehen für :
- einzelne 0,2 ml PCR-Röhrchen, in Streifen, für PCR-Platten (053030) ;
- panaschierte Röhrchen (15 x 1,5 ml, 35 x 0,5 ml, 24 x 0,2 ml) ;
- 7 x 13 0,5 ml Röhrchen, 55 1,5 ml Röhrchen oder 32 5 ml Röhrchen.

L x B x T (cm) Innenseite des Racks (Boden) : 15,9 x 8,3 x 8,9.
L x B x H (cm) Außenseite des Racks (mit Deckel) : 21,6 x 14 x 16,5.

- **Temperaturstabilität bis zu 10 Stunden auf dem Labortisch**
- **Für alle Mikroröhrchen 0,2 ml bis 2 ml**
- **Als Zubehör: eine Kühlbox (053043) für Racks und Kühlblöcke, und Kühlblöcke 1 °C oder -10 °C**

Erhältlich als:
- Komplettset: Jedes Set besteht aus 1 Metallrack, 2 Kühlakkus(1°C und -10°C) und einer Styroporbox.
- Separate Elemente: Jedes Element kann separat erworben werden.

Coolsafe für	Racks einzeln	CHF	Ensemble Komplett-Set	CHF
0,2 ml Röhrchen oder PCR-Mikroplatte*	053030	AA -	053031	AA -
Platten mit 384 Wells	-	-	053486	AA -
Röhrchen 0,5 ml	053032	AA -	053033	AA -
Röhrchen 1,5 ml	053034	AA -	053035	AA -
Röhrchen 5 ml (ø 13 mm)	053036	AA -	053037	AA -
Panaschierte Röhrchen	053038	AA -	053039	AA -

* Für 1 PCR-Platte mit 96 Wells, 0,2 ml Röhrchen einzeln oder in Streifen. Kapazität 6 0,5-ml-Mikroröhrchen und 4 1,5-ml-Mikroröhrchen an den Seiten.


Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
053040	Kühlblock -10 °C	AA -
053041	Kühlblock 1 °C (außer 5 ml)	AA -
053042	Kühlblock 1 °C für 5-ml-Röhrchenhalter	AA -
053043	Aufbewahrungsbox aus expandiertem Polystyrol **	AA -

** Innenmaße (L x B x H) 158 x 82 x 89 mm /
Außenmaße L x B x H : 217 x 140 x 168 mm.

Doppeltes Coolsafe-Rack

Für 2 PCR-Platten mit 96 Wells, Röhrchen einzeln oder in Streifen. Kapazität 12 0,5-ml-Mikroröhrchen und 8 1,5-ml-Mikroröhrchen an den Seiten. Ideal für den Transfer von temperaturempfindlichen Flüssigkeiten.
Maße: 157 x 165 x 25,4 mm.



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
053443	Doppeltes Coolsafe-Rack für 2 PCR-Platten	AA -

Polarsafe Wärmeleitende Racks



- **Aus Aluminium mit hoher Wärmeleitfähigkeit**
- **Ohne direkten Kontakt mit dem Eis: keine Kontamination**
- **In einen Eisbehälter, auf Trockeneis oder Flüssigstickstoff legen**

Art. Nr.	Anzahl Wells	Kompatibilität	CHF
141389	15	Mikroröhrchen 1,5 / 2 ml	AA -
141390	15	Kryoröhrchen	AA -
141391	24	Mikroröhrchen 0,5 ml	AA -
141392	96	0,2 ml Mikroröhrchen, Streifen und Platten	AA -
141393	384	PCR-Platte	AA -

Halterungen für Röhrchen aus eloxiertem Aluminium



- **Ideal, um Proben bei hohen oder niedrigen Temperaturen zu halten**
- **Blöcke aus eloxiertem Aluminium**
- **Für 0,2-, 1,5-, 15- und 50-ml-Röhrchen**

Art. Nr.	(L x B x H) (mm)	Für	CHF
053456	8,75 x 4,375 x 8,75	6 Röhrchen 15 ml	AA -
053457	8,75 x 8,75 x 8,75	12 Röhrchen 15 ml	AA -
053458	8,75 x 4,375 x 8,75	2 Röhrchen 50 ml	AA -
053459	8,75 x 8,75 x 8,75	4 Röhrchen 50 ml	AA -
053460	20,625 x 6,5 x 3,125	80 Röhrchen 1,5 ml	AA -