CoolRack

- Hergestellt aus einer Aluminiumlegierung mit hoher Wärmeleitfähigkeit
- Sorgt für eine gleichmäßige Temperaturerhaltung an allen Proben
- Ohne direkten Kontakt mit dem Eis: garantiert keine Kontamination
- Kann in einer Eiswanne, in Trockeneis, in flüssigem Stickstoff, im Inkubator oder im Ofen verwendet werden, mit CoolBox
- Gewünschte Temperatur schnell erreicht
- Reinigbar mit allen Arten von Desinfektions- und Reinigungsmitteln einschließlich RNase entfernt
- Temperatur -196 °C bis +100 °C
- Autoklavierbar





Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen



Geben Sie die Referenz auf MILIAN.COM ein, um die Anleitung zur Kompatibilität zu erreichen


					Kompatibilität mit CoolBox							
Modell	**Kompatibilität**	**Wells**	**Wellform**	**Maße (L x T x H) (mm)**	**CoolBox XT Starter**	**CoolBox XT**	**CoolBox 2XT**	**CoolBox 30**	Grau	Grün	Orange	CHF
M6	Mikroröhrchen 1,5 / 2 ml (Ø 11,5 mm)	6 (3 x 2)	Zylindrisch	60 x 43 x 38	1	Bis zu 3	Bis zu 8	Bis zu 2	**830054**	**830055**	**830056**	**AA -**
M15		15 (3 x 5)		102 x 64 x 38	1	1	Bis zu 4	1	**830037**	**830038**	**830039**	**AA -**
XT M24*		24 (6 x 4)		128 x 85 x 38	1	1	Bis zu 2	-	**830150**	-	-	**AA -**
M30		30 (5 x 6)		120 x 102 x 38	1	-	Bis zu 2	1	**830132**	**830031**	**830032**	**AA -**
M90		90 (6 x 15)		268 x 112 x 38	-	-	-	-	**830026**	-	-	**AA -**
M96 ID		96 (8 x 12)		254 x 152 x 38	-	-	-	-	**830033**	-	-	**AA -**
M15-PF	Mikroröhrchen 1,5 ml (Ø 11,5 mm)	15 (3 x 5)	Konisch	102 x 64 x 38	1	1	Bis zu 4	1	**830041**	-	-	**AA -**
M30-PF		30 (5 x 6)		120 x 102 x 38	1	-	Bis zu 2	1	**830042**	-	-	**AA -**
500 µl M30-PF	Mikroröhrchen 0,5 ml (ø 11,5 mm)	30 (5 x 6)	Konisch	120 x 102 x 38	1	-	Bis zu 2	1	**830044**	-	-	**AA -**
XT 5 ml*	Mikroröhrchen 5 ml (ø 16,5 mm)	12 (3 x 4)	Konisch	127 x 86 x 50	1	1	Bis zu 2	-	**830261**	-	-	**AA -**
CF15	Kryoröhrchen oder Röhrchen für FACS (Ø 12,7 mm)	15 (3 x 5)	Zylindrisch	102 x 64 x 38	1	1	Bis zu 4	1	**830040**	-	-	**AA -**
XT CFT24*		24 (4 x 6)		128 x 85 x 38	1	1	Bis zu 2		**830135**	-	-	**AA -**
CFT30		30 (5 x 6)		120 x 102 x 38	1	-	1	1	**830045**	-	-	**AA -**
CF45		45 (5 x 9)		173 x 97 x 38	-	-	1	-	**830028**	-	-	**AA -**
XT M-PCR*	6 0,2-ml-Streifen und 12 1,5-ml- oder 2-ml-Mikroröhrchen (Ø 11 mm)	12 (3 x 4) 48 (8 x 6)	Zylindrisch verjüngt	127 x 86 x 25	1	1	Bis zu 2	-	**830151**	-	-	**AA -**
XT PCR96*	96-Well PCR-Platte	96 (8 x 12)	Verjüngt	127 x 86 x 25,4	1	1	Bis zu 2	-	**830143**	-	-	**AA -**
XT PCR384*	384-Well PCR-Platte	384 (16 x 24)	Verjüngt	127 x 86 x 19	1	1	Bis zu 2	-	**830149**	-	-	**AA -**
96 x 0,5 ml	0,5 ml 2D-Lagerungsröhrchen (Ø 8,4 mm)	96 (8 x 12)	Zylindrisch	131 x 89 x 36	1	1	Bis zu 2	-	**830058**	-	-	**AA -**
96 x 1 ml	1,4 ml 2D-Lagerungsröhrchen (Ø 11,1 mm)	96 (8 x 12)	Zylindrisch	132 x 89 x 43	1	1	Bis zu 2	-	**830048**	-	-	**AA -**
SV2	Serumkolben 2ml (Ø 16 mm)	12 (3 x 4)	Zylindrisch	127 x 86 x 38	1	1	Bis zu 2	-	**830262**	-	-	**AA -**
SV10	Serumkolben 10 ml (Ø 23,6 mm)	12 (3 x 4)	Zylindrisch	127 x 86 x 38	1	1	Bis zu 2	-	**830252**	-	-	**AA -**
L	Zentrifugenröhrchen 15 ml (Ø 17,5 mm)	12 (3 x 4)	Zylindrisch	137 x 95 x 118	1	1**	Bis zu 2**	-	**830140**	-	-	**AA -**
15 ml	Zentrifugenröhrchen 15 ml (Ø 17,1 mm)	9 (3 x 3)	Zylindrisch	89 x 89 x 107	1	1**	Bis zu 2**	-	**830049**	-	-	**AA -**
50 ml	Zentrifugenröhrchen 50 ml (Ø 29,5 mm)	4 (2 x 2)	Zylindrisch	89 x 89 x 107	1	1**	Bis zu 2**	-	**830050**	-	-	**AA -**
LV	Blutröhrchen Ø 16,6 mm	12 (3x4)	Zylindrisch	137 x 95 x 96	1	1**	Bis zu 2**	-	**830141**	-	-	**AA -**
VS13	Blutröhrchen Ø 13 mm hoch 75 mm	9 (3 x 3)	Zylindrisch	89 x 89 x 61	1	1**	Bis zu 2**	-	**830053**	-	-	**AA -**
V13	Blutröhrchen Ø 13 mm hoch 100 mm	9 (3 x 3)	Zylindrisch	89 x 89 x 84	1	1**	Bis zu 2**	-	**830051**	-	-	**AA -**
V16	Blutröhrchen Ø 16 mm 100 mm	9 (3 x 3)	Zylindrisch	89 x 89 x 84	1	1**	Bis zu 2**	-	**830052**	-	-	**AA -**

* SBS-Format **Erfordert einen Aufsatzkragen zum Schließen des Deckels - Mit Röhrchen-Klemmsystem - Mit wärmeleitender Basis und externer Isolierung

CoolSink

- Wärmeleitende Platte für eine gleichmäßige Temperaturverteilung
- Kompatibel mit Eis, Trockeneis, Flüssigstickstoff, Wasserbad
- Einsetzbar von -196 °C bis +100 °C
- Die Modelle XT96F und XT 96U sind mit der CoolBox XT kompatibel

Art. Nr.	Modelle	Für	Maße (L x T x H)(mm)	CHF
830152	XT 96F	Platte 6,12,24,49,96, oder 384 Wells flacher Boden	128 x 85 x 17	**AA -**
830153	XT 96U	96-Well-Platte mit rundem Boden	128 x 85 x 17	**AA -**
830160	LX55	Reagenzbehälter 55 ml	146 x 64 x 35	**AA -**



CoolSkin XT96U Art. Nr. 830153

CoolSkin XT96F Art. Nr. 830152



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com