Thermal Trays Thermal Tray



- **Wärmeleitfähige Tabletts für CoolRack oder CoolSink**
- **Werden mit flüssigen Medien (zerstoßenes Eis, Wasserbad, flüssiger Stickstoff) verwendet und ermöglichen eine Stabilität der Proben**

Art. Nr.	Modelle	Für	Maße (L x T x H)(mm)	CHF
830027	HP	Wasserbad	280 x 140 x 32	**AA -**
830035	LP	Zerstoßenes Eis	280 x 140 x 51	**AA -**
830059	SLP	Flüssiger Stickstoff	280 x 140 x 86	**AA -**

Gefriercontainer Mr. Frosty



Der kleine Gefriercontainer für deine Zellen, der sie sanft abkühlt!

- **Friert Zellen mit der idealen Geschwindigkeit von -1 °C pro Minute ein und sorgt für eine korrekte Kryokonservierung und gute Lebensfähigkeit beim Auftauen**
- **Behälter aus Polycarbonat, Verschluss aus blauem HDPE**
- **Röhrchenhalter aus weißem Polyethylen hoher Dichte**
- **Interne Schaumstoffeinlage**
- **Mit Isopropylalkohol zu verwenden**

Für Röhrchen	1 / 1,2 / 2 ml	3,6 / 4 ml	4,5 / 5 ml
Durchmesser Deckel (mm)	120	120	120
Durchmesser x h (mm)	117 x 86	117 x 151	117 x 151
Kapazität Röhrchen	18	12	12
Vol. Isopropylalkohol	250 ml	500 ml	500 ml
Art.Nr.	**028550**	**030006**	**030007**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Gefriercontainer Cryo Cooler



- **Progressive Kryobox für 18 Kryoröhrchen 1 oder 2 ml**
- **Mit Isopropylalkohol zu füllen**
- **Sorgt für ein stufenweises Einfrieren von 1 °C pro Minute**
- **Ø x H: 117 x 86 mm**
- **Schraubdeckel**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
913081	Gefriercontainer Cryo Cooler	**AA -**

