## Isothermische Behälter aus Polyurethan

- Starr
- Aus Polyurethan
- Bei normalem Gebrauch absolut wasserdicht und unzerbrechlich
- Verwendbar mit Trockeneis, Eis oder Salzlösungen
- Werden komplett mit Isolierdeckel geliefert
- Flacher Boden
- Kapazität: 4,5 l / Gewicht : 1,2 kg
- L x T x H auß. : 210 x 330 x 185 mm, in. : 155 x 155 x 125 mm



| Farben | Schwarz | Blau | Grün | CHF |
|---|---|---|---|---|
| Art. Nr. | 001034 | 001354 | 001355 | AA - |

## Eisbehälter aus PVC

- Aus einem Stück geformtem PVC
- Boden mit Erhöhung in der Mitte
- Beständig gegen Säuren, Basen, Alkohole, Aceton
- Für Eis und Trockeneis
- Sehr gute Isolierung
- Einsetzbar von - 196 °C bis + 93 °C
- Modelle 2,5 und 4,5 l werden mit Deckel geliefert



| Volumen (l) | Maße L x T x H auß. (mm) | Maße L x B x H in. (mm) | Blau | Grün | Rot | Schwarz | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 x 175 x 91 | 110 x 110 x 50 | 139943 | 139944 | 139945 | 139947 | AA - |
| 4 | 350 x 240 x 122 | 245 x 144 x 85 | 139948 | 139949 | 139950 | 139952 | AA - |
| 9 | 490 x 370 x 140 | 360 x 240 x 120 | 139953 | 139954 | 139955 | 139957 | AA - |
| 2,5 | 330 x 280 x 122 | 180 x 180 x 80 | 139958 | 139959 | 139960 | 139962 | AA - |
| 4,5 | 330 x 280 x 185 | 160 x 160 x 130 | 139963 | 139964 | 139965 | 139967 | AA - |

## Isotherme Kühlboxen aus Polyurethan

Starre Polyurethanbehälter, ideal für die dauerhafte Lagerung von Kaltproben.

- Ausgezeichnete Isolierung bis -80°C
- Boden mit Erhöhung in der Mitte
- Präzisionsausgießer
- Nahezu keine Verdunstung dank des eingelassenen Deckels
- 4 Modelle 1, 4 oder 9 l; 4 l-Modell in zwei Größen erhältlich



| Art. Nr. | Format | Außenmaße L x T x H. (mm) | Innenmaße L x T x H. (mm) | Vol. (L) | Farben | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320089 | Zylindrisch | 181 x 234 (H x T) | AA | 4 | Schwarz | AA - |
| 320090 | Rechteckig | 267 x 195,5 x 114 | 115 x 115 x 73 | 1 | Grün | AA - |
| 320091 | Rechteckig | 381 x 254 x 182 | 200 x 150 x 100 | 4 | Blau | AA - |
| 320092 | Rechteckig | 521 x 292 x 163 | AA | 9 | Rot | AA - |

## Eisschalen







- Unzerbrechlich
- Stapelbar
- Leicht
- Wasserdicht
- Flacher Boden

| Volumen (l) | Deckel | Maße (mm) L x B x H | Grün | Rot | Blau | Hellgrün | Orange | Rosa | Violett | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohne | 159 x 159 x 95 | 830087 | 830088 | 830127 | 830128 | 830129 | 830130 | 830131 | AA - |
| 4 | Ohne | 311 x 222 x 114 | 830084 | 830085 | 830116 | 830117 | 830118 | 830119 | 830120 | AA - |
| 4 (rund) | Mit | 216 x 170 (Ø x H) | 830086 | 830121 | 830122 | 830123 | 830124 | 830125 | 830126 | AA - |
| 9 | Ohne | 406 x 317 x 114 | 830082 | 830083 | 830111 | 830112 | 830113 | 830114 | 830115 | AA - |

## PolarSafe Eisbehälter und Eimer

- Aus hochdichtem expandiertem Polystyrol
- Verwendbar mit Eis, Trockeneis oder geschmolzenem Eis
- Flacher Boden



| Art. Nr. | Form | Maße (mm) | Volumen (l) | Farben | CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| 141363 | Eimer | Ø 270 x H. 160 | 5 | Blau | AA - |
| 141365 | Behälter | 220 x 300 x 120 | 4 | Blau | AA - |
| 141366 | Behälter | 300 x 340 x 120 | 7,5 | Grün | AA - |

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com