## Thermische Mikrobeads

- Wärmeleitende Glasbeads für Wasserbad, Trockenbad, Block und Mikrobeadsbeutel
- Zur Verwendung mit Wasserbad, Trockenbad oder Eisbehälter
- Verringert das Risiko von Kontaminationen im Vergleich zur Handhabung von Flüssigkeiten
- Stützen Röhrchen und Flaschen ohne Rack
- Autoklavierbar, beständig gegen die meisten Lösungsmittel
- Gleichmäßige Temperaturverteilung um die Röhrchen und Flaschen herum

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 053578 | Thermische Mikrobeads 1 l | AA - |



### Beutel für Mikrobeads





- Aus Nylonnetz mit Verschlussschieber
- Zur Aufbewahrung, Reinigung, Verwendung oder zum Transport von Thermomikrobeads
- Auf ein Eisbett legen, um die Kühlkapazität der Röhrchen zu verlängern

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 053579 | Beutel für thermische Mikrobeads 5 l | AA - |

### Blöcke für Mikrobeads

- Aus eloxiertem Aluminium
- Einzel- oder Doppelblöcke, die für die meisten Trockenbäder mit Standardabmessungen geeignet sind
- Können in Trockeneis gelegt werden

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 053581 | Block für Mikrobeads 2 Plätze rot 152 x 94 x 76 (mm) | AA - |

## Cryokit-Schutzausrüstungen

### Cryokit Case

- Koffer im Standardformat, aus grauem Kunststoff

**Inhalt des Kits:**

- 1 Paar Handschuhe
- 1 Cryo-Light-Kittel 90 cm
- 1 Paar Beinschützer
- 1 Clear-Cryo Visier
- 1 Cryokit-Transportkoffer

| Handschuhe | Länge (cm) | Größe 8 | Größe 9 | Größe 10 | CHF das Paar |
|---|---|---|---|---|---|
| CryoPlus 2.0 | 38 | 005259 | 005260 | 005261 | AA - |
| CryoPlus 2.1 | 38 | 005264 | 005265 | 005266 | AA - |
| CryoPlus 2.1 | 45 | 005269 | 005270 | 005271 | AA - |
| CryoPlus 2.1 | 55 | 005273 | 005274 | 005275 | AA - |
| CryoPlus 2.1 | 65 | 005277 | 005278 | 005279 | AA - |
| Cryokit 400 | 40 | 005282 | 005283 | 005284 | AA - |
| Cryokit 550 | 55 | 005286 | 005287 | 005288 | AA - |



### Bluebox case

- Koffer im „feinen" Format, aus blauem Kunststoff

**Inhalt des Kits:**

- 1 Paar Handschuhe
- 1 Cryo-Plus-Kittel 90cm
- 1 Brille-Maske Vision Cryo
- 1 Bluebox-Transportkoffer

| Handschuhe | Länge (cm) | Größe 8 | Größe 9 | Größe 10 | CHF das Paar |
|---|---|---|---|---|---|
| CryoPlus 2.0 | 38 | 005297 | 005298 | 005299 | AA - |
| CryoPlus 2.1 | 38 | 005302 | 005303 | 005304 | AA - |
| CryoPlus 2.1 | 45 | 005307 | 005308 | 005309 | AA - |
| CryoPlus 2.1 | 55 | 005311 | 005312 | 005313 | AA - |
| CryoPlus 2.1 | 65 | 005315 | 005316 | 005317 | AA - |
| Cryokit 400 | 40 | 005320 | 005321 | 005322 | AA - |
| Cryokit 550 | 55 | 005324 | 005325 | 005326 | AA - |



TIPP



Schauen Sie sich das komplette Sortiment im Kapitel Hygiene und Sicherheit an.

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com