Kühlboxen 25 und 32 l



Volumen (l)	25	32
Außenmaße L x T x H (mm)	420 x 250 x 350	440 x 270 x 380
Innenmaße L x T x H (mm)	360 x 200 x 260	400 x 220 x 280
Art. Nr.	**940892**	**940893**
CHF	**230,05 -**	**234,80 -**

Kleine Kühlbox 4,7 Liter

- **Isolierung aus Polyurethanschaum**



Art. Nr.	Bezeichnung	Maße H x B x T (cm)	CHF
071149B	Kühlbox 4,7 Liter	18 x 26 x 20	**48,50 -**

Kühlboxen Ice Box Pro

- **Aus HDPE**
- **Isolierung aus expandiertem Polyurethan**
- **2 klappbare Griffe an den Seiten**
- **Temperatur -20 °C bis +40 °C**
- **Abflussstopfen**





Art. Nr.	Volumen (l)	Außenmaße (L x B x H) (mm)	Innenmaße oben L x B x H (mm)	Innenmaße unten L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Trennwand	Räder	CHF
320901	35	555 x 333 x 415	480 x 270 x 305	440 x 240 x 305	5,2	Nein	Nein	**163,50 -**
320902	50	650 x 400 x 430	565 x 325 x 320	525 x 295 x 320	6,4	Nein	Nein	**222,15 -**
320903	60	470 x 395 x 415	645 x 325 x 335	605 x 305 x 335	7,4	Nein	Nein	**250,05 -**
320904	110	860 x 470 x 500	780 x 390 x 395	740 x 360 x 395	11,6	Nein	Nein	**361,45 -**
320905	65	750 x 470 x 470	650 x 340 x 330	610 x 320 x 330	9,5	Ja (1 abnehmbar)	Ja	**277,75 -**
320906	80	830 x 470 x 520	730 x 340 x 380	690 x 320 x 380	12,5	Ja (1 abnehmbar)	Ja	**321,65 -**

Transportboxen

Für den Transport oder zur Aufbewahrung von Proben in Eis.

- **Aus expandiertem Polystyrol**
- **Material Lebensmittelqualität**
- **Beispiele für FCKW-frei**
- **Vollständig recycelbar**



Art. Nr.	Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Wanddicke	Nutz-volumen	VE	CHF/ VE
014245A	150 x 150 x 140	120 x 120 x 110	15 mm	1,5 l	96	**460,15 -**
014243	180 x 180 x 150	150 x 150 x 120	15 mm	2,7 l	96	**456,35 -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com