
TARABOX Lager- und Transportkühlboxen



- Transportbox aus expandiertem Polypropylenschaum in Blau
- Expandiertes Polypropylen weist eine sehr gute Stoßfestigkeit und ein Formgedächtnis auf
- Universalbehälter für den Transport von Proben
- Werden mit Kühlblöcken verwendet (nicht mit Trockeneis)
- Stapelbar

Art. Nr.	Typ	(L x B x H) (mm)	Volumen (l)	Wanddicke (mm)	Gewicht (g)	CHF
398002B	S	300 x 200 x 220	6	35	400	AA -
398003	M	400 x 300 x 220	12	30	830	AA -
398004	L	600 x 400 x 320	44	30	1780	AA -
398005	XL	80 x 600 x 520	165	40	5250	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
398007	Gurt für TARABOX	AA -

Isolierflaschen aus Edelstahl



- Zur Aufbewahrung von kalten, warmen Flüssigkeiten oder kleinen Probe
- Aus Edelstahl
- Vakuumisolierte Doppelwand
- Aufbewahrung 24 Stunden für das große Modell und 16 Stunden für das kleine Modell
- 2 Volumina: 0,5 l und 1 l

Volumen (l)	0,5	1
Art. Nr.	071122	071123
CHF	AA -	AA -

Isotherme Beutel





- Herausnehmbare Trennwand
- Vorratsbox 2 Liter (mittlere Version) und 3 Liter (große Version), geeignet für Mikrowelle (bis 110°C), Gefrierschrank
- Inklusive Flexi Freez Pack Small (Artikelnummer 071124)

Art. Nr.	Größe	Kapazität (l)	Maße H x B x T (cm)	CHF
071131	Breit	3	14 x 24 x 18	AA -

Isothermische Verpackung PolairPack



- Deckel mit geschlossenzelligem, vernetztem Schaumstoff zur Abdichtung ausgestattet
- Weißer gestrichener Außenkarton DDMM (Doppel-/Doppelmikrowelle/Mikrowelle) LNE-Zulassung C.27 Nr. 5671-12
- Innenkarton: Kompakt weiß wasserabweisend Lebensmittelqualität

Die Isolierverpackung PolairPack wurde speziell für die Anforderungen des temperaturgeführten Transports entwickelt. Die Verpackung mit einer langen isothermischen Haltbarkeit (bis zu 150 Stunden) vereint eine originelle Herstellung und ein originelles Design. Seine Struktur besteht aus FCKW-freiem Polyurethanschaum mit einer Dichte von 40 bis 45 kg/m³. Die Hochdruckinjektion wird als Monoblock ausgeführt und füllt so den gesamten Raum zwischen Innen- und Außenwand aus. Da weniger Kälte benötigt wird, ermöglicht die leichtere Verpackung eine Senkung der Transportkosten.

Zur Verwendung mit Kühlblöcken (Seite 836)



Art. Nr.	Volumen (l)	Innenmaße (mm)	Außenmaße (mm)	CHF
080395	4,5	NC	268 x 268 x 310	AA -
080396	11	240 x 240 x 200	380 x 380 x 340	AA -
080397	22	305 x 235 x 320	430 x 360 x 450	AA -