Transport von biologischen Proben

- Aluminisierter Wärmeschutz
- Außenmaße : 100 x 100 x 200 mm
- Schwarzer Standarddruck UN 2814
- Entspricht ADR/ IATA P 620 & P 650 für den Transport von biologischen Substanzen Kategorie A & B
- Set bestehend aus:
  - 1 Transportbox mit Klappen
  - 1 Topf mit Originalitätsverschluss 650 ml
  - 1 A5-Beutel mit 95 KPA-Zertifizierung
  - 1 Beutel Typ "Zip"
  - 1 Absorptionsmittel 150 ml



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
080394	Kit 650 ml STANDARD CLASS 6.2 UN 2814 UN 981 208	AA -

Tragetaschen und Container

Transporttaschen

- System zum Transport und Schutz von biologischen Proben
- Entspricht den ADR-Normen
- Entspricht UN3373 - für den Transport von biologischen Substanzen B
- Außenseite aus PVC-beschichtetem Polystyrol 600/900
- Innenseite Nylon 210/210 PVC-beschichtet
- Halbsteife Struktur
- Reißverschluss
- Innentasche für Kühlelement, Außentasche für Dokument
- Können mit Standard-Desinfektionslösungen desinfiziert werden
- Sterilisierbar mit wässrigen Lösungen, Kaltsterilisation
- Nicht autoklavierbar, waschbar 40 °C
- Farbe Blau
- Englische/deutsche Markierung

390971B



390974B



390975



Art. Nr.	Geeignet für	Maße (mm)	Innentasche für	CHF
390971B	1 Container 390975	280 x 180 x 210	1 Kühlelement	AA -
390972B	2 Container 390975	320 x 300 x 220	2 Kühlelemente	AA -
390947B	3 Container 390975	430 x 300 x 200	3 Kühlelemente	AA -
390948B	6 Container 390975	420 x 300 x 380	4 Kühlelemente	AA -
390974B	1 Container 390860	Ø 120 x 150	-	AA -

Transportbox für Vacuetten

- Gewährleistet den sicheren Transport von Vacuetten
- Hergestellt aus Polypropylen
- Silikondichtung
- Schaumstoffeinsatz für 40 Vacuetten
- Puffer aus saugfähigem Polymer
- Lagerungstemperatur -18 °C bis +50 °C
- Entspricht ADR/RID, IATA-DG, ICAO-Code und IMDG

Art. Nr.	Maße (mm)	CHF
390975	270 x 125 x 180	AA -

Transportcontainer für Vacuetten

- Gewährleistet den sicheren Transport von Vacuetten
- Entspricht UN3373 - für den Transport biologischer Stoffe B
- Hergestellt aus Polypropylen
- Für Röhrchen 13 x 75 mm, 13 x 100 mm, 16 x 100 mm
- Absorbierender Puffer
- Schaumstoffeinsatz für 12 Röhrchen
- Entspricht den ADR/RID, IATA-DG, ICAO-Code und IMDG-Standards

Art. Nr.	Maße (Ø x H) (mm)	CHF
390860	113 x 130	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com