## Movebox - Transportlösung für biologische Proben

### Movebox

- Entspricht den ADR-Bestimmungen 2009 - Anweisung P650 für den Transport von biologischen Proben der Kategorie B
- Entspricht GBEA II 2002 und NF EN ISO 15189 2007
- Das System kann bis zu 77 Röhrchen mit 5, 7 oder 10 ml aufnehmen
- Rack mit 2 integrierten Greifbügeln
- Ergonomische Lösung

### Movebag-Kühltasche

- Fassungsvermögen bis zu 4 Moveboxen, d. h. 308 Röhrchen
- Widerstandsfähige Innentasche für eutektische Platten
- Leicht zu dekontaminieren




### Eutektische Platten für Movebag

- Optimiertes Temperaturmanagement: Raumtemperatur (+22 °C) oder +4 °C

### Racks für Röhrchen

- Für Röhrchen mit einem Durchmesser von 13 oder 16 mm
- 2 Griffbügel zur einfachen Handhabung des Racks
- Dekontamination vereinfacht

### Absorptionsmittel für Movebox

- Blatt aus Gel-Mikropartikeln, das im Falle eines Lecks eine Flüssigkeitsaufnahme ermöglicht

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 368700 | Movebox-Kit (Movebag-Kühltasche, 4 Moveboxen mit Rack für Röhrchen mit 13 mm Durchmesser und 2 Absorptionsmittel/Box) | 883,15 - |
| 368701 | Movebag Kühltasche für 4 Moveboxen | 305,30 - |
| 368702 | Movebox mit Rack für Röhrchen mit 13 mm Durchmesser und 2 Absorptionsmitteln | 149,20 - |
| 368703 | Movebox mit Rack für Röhrchen mit 16 mm Durchmesser und 2 Absorptionsmitteln | 149,20 - |
| 368704 | Box Movebox naturfarben | 87,90 - |
| 366907 | Box Movebox Farbe Weiß | 87,90 - |
| 361575 | Box Movebox Farbe Gelb | 84,65 - |
| 361577 | Box Movebox Farbe Lila | 87,85 - |
| 361578 | Box Movebox Farbe Grün | 87,90 - |
| 361579 | Box Movebox Farbe Rosa | 87,90 - |
| 368705 | Rack für Röhrchen mit Ø von 13 mm | 62,60 - |
| 368706 | Rack für Röhrchen mit Ø von 16 mm | 62,60 - |
| 368707 | Eutektische Platte 22 °C, 200 g | 72,20 - |
| 368708 | Eutektische Platte 22 °C, 1100 g | 203,95 - |
| 368709 | Eutektische Platte 4 °C, 200 g | 72,85 - |
| 368710 | Eutektische Platte 4 °C, 1100 g | 203,95 - |
| 368711K | Absorptionsmittel für Movebox | AA - |

## Freez'Pack-Kühlblöcke




- Um Produkte, Flüssigkeiten oder Medikamente kühl zu halten
- Ungefährlich (ungiftiges Kühlmittel)
- Beliebig oft wiederverwendbar
- Vor Gebrauch 2-4 Stunden im Gefrierschrank lassen
- Legen Sie die Freez'Packs auf die Oberseite der Produkte, die gekühlt aufbewahrt werden sollen

| Art. Nr. | Modell | Für Kühlboxen Vol. | Maße (mm) | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 071110 | M5 | 1 bis 6 l | 150 x 76 x 24 | 2 | 7,85 - |
| 071111 | M10 | 6 bis 10 l | 180 x 95 x 32 | 1 | 5,85 - |
| 071112 | M 20 | 10 bis 19 l | 200 x 170 x 30 | 1 | 11,15 - |
| 071113 | M 30 | 19 bis 32 l | 273 x 200 x 30 | 1 | 16,20 - |

## Eiswürfelkissen New Ice



Eiswürfel in Form eines Kissens, das mit hochreinem Wasser gefüllt ist. Ideal zur Aufbewahrung von gekühlten Proben ohne die Unannehmlichkeiten schmelzender Eiswürfel.

- Geformt aus einem von der FDA zugelassenen Beutel aus hochreinem Polyethylen
- Gefüllt mit ultrareinem Wasser
- Wiederverwendbar, waschbar und wieder einfrierbar

| Art. Nr. | Bezeichnung | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|
| 053096 | Eiswürfelkissen New Ice | 45 | 47,25 - |