Vorrichtung zur Herstellung eines Trockeneisblocks



- Zur Herstellung von Trockeneisblock Ø 92 x 104 mm, 454 g
- Druckmesser und Überdruckventil
- Benötigt keinen Stromanschluss
- 1,8 m langes Flaschenverbindungsrohr aus nickelverzinktem Kupfer
- Epoxy-Rahmen mit 4 Gummifüßen für eine bessere Haftung am Untergrund
- 8 bis 9 hergestellte Blöcke pro 22-kg-Flasche


Art. Nr.	Maße des Geräts (L x B x H) mm	CHF
088707	370 x 140 x 150	AA -

System zur Herstellung von Trockeneis



- Kompakt, geringes Gewicht
- Benötigt keinen Stromanschluss
- Einfach zu bedienen
- Zur Herstellung von Trockeneisblöcken von 1 kg (± 10 %)

Maße des Blocks L x T x H (mm)	80 x 110 x 180
Maße der Box B x T x H (mm)	160 x 160 x 225
Produktion mit 34 kg CO_2 02-Flasche	5 bis 6 Blöcke
Art. Nr.	**020700**
CHF	**AA -**



Kryogener Mörser



Version Kryomörser

- Wird ohne Kolben geliefert
- Maße (Ø x h): 16,5 x 11,4 cm
- Griff zum Entfernen des Edelstahl Mörtels
- Blaue Schüssel aus Polyethylen
- Saugnäpfe, die die Stabilität des Mörtels ermöglichen

Version Mini Cryo-Mörser

- Ermöglicht das Zerkleinern kleiner gefrorener Gewebeproben, die sich in einem 1,5-ml-Mikroröhrchen befinden
- Wird mit einem Edelstahlkolben mit Polyethylen-Griff und einem Griff zum Entfernen von Mörtel geliefert

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
088763	Kryogener Mörser	AA -
088767	Mini Cryo-Mörser	AA -