Dewars aus Edelstahl



- Robust, korrosionsbeständig, leicht zu reinigen
- Clipverschluss: befestigt den Deckel am Gehäuse und sorgt so für einen sicheren Transport

Version mit isoliertem Griff und Deckel aus rostfreiem Stahl

Art. Nr.	Volumen (L)	Außen-Ø . x Außen-H. (mm)	Innen-Ø x Innen-H. (mm)	CHF
020702	1	116 x 228	85 x 180	AA -
020703	2	142 x 268	106 x 205	AA -
020704	4,5	182 x 350	150 x 280	AA -
020705	7	245 x 335	200 x 285	AA -

Version niedrige Form

Art. Nr.	Volumen (L)	Außen-Ø . x Außen-H. (mm)	Innen-Ø x Innen-H. (mm)	CHF
020706	0,17	105 x 75	77 x 50	AA -
020707	0,38	130 x 90	100 x 65	AA -
020708	0,57	150 x 95	115 x 70	AA -
020709	1	175 x 105	138 x 80	AA -
020710	1,9	186 x 138	155 x 120	AA -

Dewars aus emailliertem Stahl



- Ampulle aus Borosilikatglas
- Robust, korrosionsbeständig, leicht zu reinigen
- Isolierter Deckel
- Umklappbarer Griff
- Gepolsterte Basis, damit die Arbeitsflächen nicht zerkratzt werden

Version mit umklappbarem Griff und isoliertem Deckel

Art. Nr.	Volumen (L)	Außen-Ø . x Außen-H. (mm)	Innen-Ø x Innen-H. (mm)	CHF
020711	1	116 x 228	85 x 185	AA -
020712	2	142 x 268	106 x 205	AA -
020713	4,5	182 x 350	150 x 280	AA -
020714	10	245 x 335	200 x 375	AA -



Version ohne Griff und Deckel

Art. Nr.	Volumen (L)	Außen-Ø . x Außen-H. (mm)	Innen-Ø x Innen-H. (mm)	CHF
020715	0,2	68 x 215	40 x 70	AA -
020716	0,7	81 x 350	54 x 315	AA -
020717	0,75	94 x 285	65 x 240	AA -
020718	1,1	106 x 275	75 x 235	AA -
020719	1,5	126 x 190	90 x 240	AA -
020720	1,5	137 x 280	100 x 240	AA -
020721	2	137 x 330	100 x 290	AA -
020722	3	175 x 290	135 x 230	AA -