## Zylindrische Dewars

| | | | Ohne Griff | | Mit Griff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Volumen** | **Außen-Ø . x H (mm)** | **Innen-ø x H (mm)** | **Art. Nr.** | CHF | **Art. Nr.** | CHF |
| 100 ml | 63 x 135 | 40 x 90 | **091300** | **AA -** | - | - |
| 200 ml | 63 x 215 | 40 x 170 | **091301** | **AA -** | **091324** | **AA -** |
| 300 ml | 72 x 240 | 47 x 190 | **091302** | **AA -** | **091325** | **AA -** |
| 450 ml | 72 x 310 | 47 x 270 | **091303** | **AA -** | **091326** | **AA -** |
| 500 ml | 81 x 260 | 57 x 210 | **091304** | **AA -** | **091327** | **AA -** |
| 750 ml | 81 x 370 | 57 x 310 | **091305** | **AA -** | **091328** | **AA -** |
| 1250 ml | 81 x 550 | 57 x 500 | **091306** | **AA -** | - | - |
| 800 ml | 90 x 295 | 67 x 240 | **091307** | **AA -** | **091329** | **AA -** |
| 1,2 Liter | 90 x 395 | 67 x 350 | **091308** | **AA -** | **091330** | **AA -** |
| 1,7 Liter | 90 x 560 | 67 x 500 | **091309** | **AA -** | - | - |
| 1 Liter | 105 x 290 | 77 x 235 | **091310** | **AA -** | **091331** | **AA -** |
| 1,5 Liter | 105 x 395 | 77 x 345 | **091311** | **AA -** | **091332** | **AA -** |
| 2,1 Liter | 105 x 550 | 77 x 500 | **091312** | **AA -** | - | - |
| 1,5 Liter | 124 x 300 | 90 x 245 | **091313** | **AA -** | **091333** | **AA -** |
| 2 Liter | 124 x 390 | 90 x 340 | **091314** | **AA -** | **091334** | **AA -** |
| 3,2 Liter | 124 x 665 | 90 x 600 | **091315** | **AA -** | - | - |
| 1,5 Liter | 130 x 300 | 100 x 240 | **091316** | **AA -** | **091335** | **AA -** |
| 2 Liter | 130 x 345 | 100 x 290 | **091317** | **AA -** | **091336** | **AA -** |
| 4 Liter | 130 x 660 | 100 x 600 | **091318** | **AA -** | - | - |
| 2,5 Liter | 140 x 345 | 110 x 290 | **091319** | **AA -** | **091337** | **AA -** |
| 5 Liter | 140 x 660 | 110 x 600 | **091320** | **AA -** | - | - |
| 3 Liter | 165 x 280 | 138 x 230 | **091321** | **AA -** | **091338** | **AA -** |
| 4 Liter | 165 x 375 | 138 x 310 | **091322** | **AA -** | **091339** | **AA -** |
| 8 Liter | 165 x 660 | 138 x 600 | **091323** | **AA -** | **091340** | **AA -** |



- **Aus Borosilikatglas 3.3DIN/ISO 3585**
- **Für die Lagerung und den Transport von $LN_2$, $CO_2$ und anderen Kühlmitteln**
- **Zwei Serien: zylindrisch und zylindrisch mit Griff**
- **Deckel nicht enthalten**
- **Betriebstemperaturbereich von - 200 °C bis + 200 °C**
- **Glaskolben sind vakuumisoliert und versilbert**
- **Das äußere Gehäuse besteht aus blauem, antimagnetischem Aluminium**

## Dewars mit Kugelkolben für Flüssigstickstoff

- **Interne Ampulle aus Borosilikatglas 3.3DIN/ISO 3585**
- **Für die Lagerung und den Transport von $LN_2$**
- **Glasampullen sind vakuumisoliert und versilbert**
- **Tragegriff am Gehäuse und Deckel**

| Art. Nr. | Volumen (l) | Außen-Ø x H (mm) | Innen-ø x H (mm) | CHF |
|---|---|---|---|---|
| **091369** | 1 | 175 x 300 | 30 x 235 | **AA -** |
| **091370** | 3 | 225 x 380 | 60 x 305 | **AA -** |
| **091371** | 5 | 260 x 450 | 60 x 350 | **AA -** |
| **091372** | 10 | 330 x 480 | 65 x 380 | **AA -** |



## Transportdewars

Interne Ampulle aus Borosilikatglas 3.3DIN/ISO 3585

- **Für die Lagerung und den Transport von $LN_2$, $CO_2$ und anderen Kühlmitteln**
- **Betriebstemperaturbereich von -200 °C bis + 200 °C**
- **Glasampullen sind vakuumisoliert und versilbert**
- **Tragegriff am Gehäuse, Verschlussklemmen und Deckel**
- **Zwei Modelle: Außengehäuse aus blauem Aluminium und Außengehäuse aus rostfreiem Stahl**
- **Mit Flüssigstickstoff verwendbar, indem der Deckel durchstochen wird (Loch Ø ca. 2 mm)**

| | | | Aluminium | | Edelstahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Volumen (l)** | **Innen-ø x H (mm)** | **Außen-Ø x H (mm)** | **Art. Nr.** | CHF | **Art. Nr.** | CHF |
| 1 | 100 x 150 | 120 x 215 | **091353** | **AA -** | **091357** | **AA -** |
| 2 | 138 x 170 | 160 x 245 | **091354** | **AA -** | **091358** | **AA -** |
| 3 | 138 x 230 | 160 x 305 | **091355** | **AA -** | **091359** | **AA -** |
| 4 | 138 x 310 | 160 x 382 | **091356** | **AA -** | **091360** | **AA -** |



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com