Dewars Edelstahl Agil

- **Konstruktion aus rostfreiem Stahl**
- **Kompakt und robust**
- **Ausgestattet mit einem Schüttgriff**
- **Korkstopfen optional**
- **Einsatztemperatur : -200 °C bis +200 °C**



Kapazität	0,5 l	1 l (hoch)	1 l	2 l	3 l	6 l
Ø innen(mm)	65	85	100	100	185	185
Ø außen(mm)	87	107	122	122	200	200
Gesamthöhe (mm)	203	231	177	312	190	300
Leergewicht (kg)	0,56	0,95	0,8	1,35	1,78	2,4
Verdunstungsrate (l/Tag)	1	0,9	1,6	1,1	3,1	2,9
Art. Nr.	**082670**	**082671**	**082672**	**082673**	**082674**	**082675**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Korken



Art. Nr.	Verschluss für Dewars	CHF
082676	0,5 l	**56,65 -**
082677	1 l (hoch)	**70,95 -**
082678	1 l und 2 l	**79,95 -**
082679	3 l und 6 l	**317 -**

Dewars aus Kunststoff

- **Aus hochdichtem Polyethylen (Deckel und Körper)**
- **Mit Polyethylen überzogener Griff**
- **Doppelwandig, mit FCKW-freiem Polyurethanschaum gefüllt**
- **Einsetzbar von - 196 °C bis + 100 °C**



Modell	1 Liter	2 Liter	4 Liter	10 Liter
Innen-Ø (mm)	95	121	146	197
Nutzbare Höhe (mm)	194	225	287	394
Gesamthöhe (mm)	229	260	324	456
Art. Nr.	**028063**	**028064**	**028065**	**028066**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Thermo SCIENTIFIC | NALGENE

Kryokonservierungsgeräte mit Bio-Cane-Kanistern

2 Modelle, um Proben bis zu 7 Monate lang ohne Zugabe von Flüssigstickstoff zu halten.

- **Nummerierte und farbcodierte Kanister**
- **Aluminiumkonstruktion und Vakuumisolierung**



Art. Nr.	Modell	Kapazität (L)	Anzahl Kanister / fläschchen 2 ml pro Kanister	Autonomie (Tage)	Gesamtkapazität in 2-ml-Flaschen	Verdampfungsrate (l)	Hals-ø innen (cm)	Außen-Ø (cm)	Gewicht (Kg)	CHF
CK509X3	Bio-Cane 34	34,8	120 / 5	193	600	0,18	8,8	46,4 x 67,6	18,6	**AA -**
CK509X4	Bio-Cane 47	47,4	252 / 5	121	1260	0,39	12,7	50,8 x 67,3	21,3	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
078562	Basis mit verstellbaren Rollen für Bio-Cane 20, 34, 47	**AA -**
078300	Basis mit verstellbaren Rollen für Bio-Cane 73	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com