Kryokonservierungsgeräte mit GT-Kanistern Air Liquide

- **Aluminiumkonstruktion mit Superisolierung und Harzhals vereint Wärmeleistung, Leichtigkeit und Robustheit**
- **Zur Aufbewahrung von kleinen Proben (Flocken und Kryoröhrchen)**
- **Geliefert in Kanistern aus Edelstahl oder Polycarbonat mit Anti-Flotting-System**
- **Gibt es als Version mit langer Laufzeit oder als Version mit großer Kapazität**

GT-Reihe mit langer Laufzeit

Modell	GT 3	GT 9	GT 11		GT 21		GT 35	
Kapazität (l)	3,7	9,3	12,2		21,5		33,6	
Halsdurchmesser (mm)	50	50	50		50		50	
Leergewicht (kg)	4,5	8,2	9,2		13		15	
Vollgewicht (kg)	7,5	15,7	19		30,4		43	
Außendurchmesser (mm)	248	358	308		388		468	
Gesamthöhe (mm)	405	450	630		660		660	
Tägliche Verdunstung (l/d) **	0,11	0,11	0,09		0,09		0,09	
Statische Autonomie (d) **	33	84	130		225		350	
Anzahl Kanister	6	6	6		6		6	
ø x h der Kanister (mm)	38 x 120	338 x 120	38 x 120	38 x 280	38 x 120	38 x 280	38 x 120	38 x 280
Anzahl Becherstufen	1	1	1	2	1	2	1	2
Gesamtkapazität Kryoröhrchen 2 ml auf Röhrchenleisten in 2-stöckigen Kanistern	-	-	-	180	-	180	-	180
Art. Nr. mit Kunststoffkanistern	**082233**	**082238**	**082240**	**082242**	**082247**	**082249**	**082252**	**082254**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. mit Edelstahlkanistern	**082234**	**082237**	**082239**	**082241**	**082246**	**082248**	**082251**	**082253**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



GT-Reihe mit langer Laufzeit



GT-large
Sortiment
Kapazität



Kanister
Farben

GT-Reihe große Kapazität

Modell	GT 26	GT 38	GT 40
Kapazität (l)	26,7	37	40
Halsdurchmesser (mm)	80	80	120
Leergewicht (kg)	14,8	19	24
Vollgewicht (kg)	36	49	57
Außendurchmesser (mm)	468	468	468
Gesamthöhe (mm)	460	715	710
Tägliche Verdunstung (l/d) **	0,29	0,15	0,29
Statische Autonomie (d) **	90	245	140
Anzahl Kanister	9	6	10
ø x h der Kanister (mm)	67 x 110	67 x 280	73 x 280
Anzahl Becherstufen	1	2	2
Gesamtkapazität Kryoröhrchen 2 ml*	-	612	1200
Gesamtkapazität Kryoröhrchen 5 ml*	-	306	600
Art. Nr. mit Edelstahlkanistern	**082250**	**082255**	**082256**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

* Auf Röhrchenstab, in Kanister 2-stufig

** Die tägliche Verdunstung und die statische Autonomie beziehen sich auf 20°C, 1013 mb, einen unbeweglichen Behälter, einen geschlossenen Verschluss und keine Einrichtung. Diese Werte sind Nennwerte und können aufgrund der Geschichte des Behälters und der Fertigungstoleranzen variieren.

Temperaturschreiber T° Tracker

- **LCD-Anzeige in Echtzeit**
- **Temperaturmessung in °C und °F, von -200 °C bis +50 °C**
- **Große Speicherkapazität : von 91 Tagen bis 14 Jahren**
- **Alarme :**
  - **Temperatur programmierbar, akustisch und visuell**
  - **Fehler der Temperatursonde**
  - **Speicherüberlauf**
  - **niedriger Batteriestand**
  - **Kalibrierungserinnerung**
- **Kann geschraubt, genietet oder gescratcht werden, sodass es sich an jeden Sockel anpassen lässt**
- **Funktioniert mit 3 AAA-Batterien (15 Monate Betriebsdauer) oder über die Steckdose**
- **Lieferung mit Gehäuse, Halterung, Sonde, Verlängerungskabel für die Sonde, USB-Kabel, Netzstecker und Anleitung**
- **Kalibrierungszertifikat wird mitgeliefert**
- **Packs mit GT-Kryokonservatoren und T°Tracker**



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
082680	Temperaturschreiber Tracker Komplettpaket	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
082653	Grundplatte mit feststellbaren Rollen für GT 21, 26, 35, 38, 40	**AA -**
082304	Stopfen (Ersatz) GT 2	**AA -**
082357	Verschluss (Ersatz) GT 3, 7, 9 mit Kunststoffkanister ausgestattet	**AA -**
082358	Verschluss (Ersatz) GT 11, 21, 35 mit Kunststoffkanister ausgestattet	**AA -**
082359	Stopfen (Ersatz) GT 14/6, 18	**AA -**
082360	Stopfen (Ersatz) GT 14/9	**AA -**
082355	Verschluss (Ersatz) GT3, 7, 9 mit Edelstahlkanister ausgestattet	**AA -**
082354	Verschluss (Ersatz) GT11, 21, 35 mit Edelstahlkanister ausgestattet	**AA -**
082361	Verschluss (Ersatz) GT26	**AA -**
082362	Verschluss (Ersatz) GT38	**AA -**
082356	Verschluss (Ersatz) GT40	**AA -**
082547	Deckel für Kunststoffkanister ø 35 mm (6 Stück)	**AA -**
082543	Becher ø 35 mm (zu20)	**AA -**
082544	Becher ø 65 mm (zu20)	**AA -**
082545	Becher „Gänseblümchen“ für Pailletten ø 65 mit Verschluss (5 Stück)	**AA -**
082538	Visotubes mit Stopfen ø 12mm zur Aufbewahrung von Pailletten (100 Stück)	**AA -**
082546	Becherentnahme für 2-stöckige Kanister ø 35 und 65 mm	**AA -**
055030	Aluminiumleiste für Kanister Höhe 280 mm (6 Kryoröhrchen 2 ml oder 3 Kryoröhrchen 5 ml)	**AA -**