Kryokonservatoren Bereich Traveller



- **Entwickelt für den Transport von biologischen Produkten**
- **Ein poröses Material absorbiert flüssigen Stickstoff und sorgt für die Konservierung von Proben in der Gasphase**
- **Beseitigung von Flüssigkeitsspritzern beim Umkippen**
- **Extrem niedriger Stickstoffverbrauch, garantiert eine längere Autonomie**
- **Trockentanks, die den internationalen Vorschriften für den Transport gefährlicher Güter auf dem Straßenweg (ADR), in der Flugpost (IATA-ICAO) und mit der Bahn (RID)**
- **Voyageurs 2 werden mit ihren Kanistern geliefert**

Modell	VOYAGEUR 2	VOYAGEUR PLUS
Nutzbare Kapazität (l)	1,75	20,6
Aufgenommene Kapazität (l)	1,35	7,2
Hals-Ø (mm)	30	215
Leergewicht (kg)	2,4	14,2
Gewicht voll (kg)	3,5	20
Außendurchmesser (mm)	174	356
Gesamthöhe (mm)	395	575
Tägliche Verdunstung (l/d)	0,1	0,8
Dynamische Autonomie (d)	8	6
Anzahl der Kanister	2	-
Durchmesser der Kanister (mm)	26	-
Höhe der Kanister (mm)	120	-
Anzahl der Etagen mit Bechern	1	-
Gesamtkapazität Pailletten 0,25 ml	220	-
Gesamtkapazität Pailletten 0,5 ml	110	-
Gesamtkapazität Röhrchen 2 ml	-	500 (Boxen mit 100 Röhrchen)
Gesamtkapazität Röhrchen 5 ml	-	162
Gesamtkapazität Taschen DF700	-	6
Andere Taschen	-	Kontaktieren Sie uns
Art. Nr.*	**082275**	**082281**
CHF	**AA -**	**AA -**

* Mit Tracker-Recorder kompatible Art. Nr.en

Zubehör	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
Rack 2 Etagen für Boxen 133 x 133 x 95 mm	-	-	**082476**	**AA -**
3-stöckiges Rack für 25-ml-Beutel	-	-	**082657**	**AA -**
Rack 5 Etagen für Boxen 75 x 75 x 51 mm	-	-	**082478**	**AA -**
Rack 5 Etagen für Boxen 133 x 133 x 51 mm	-	-	**082477**	**AA -**
Rack 5 Etagen für Boxen 145 x 145 x 51 mm	-	-	**082483**	**AA -**
Rack 1 Etage für DF700 Tasche	-	-	**082479**	**AA -**
Kunststoff-Kanister	**082461**	**AA -**	-	-
Edelstahlkanister mit geradem Schaft	**082462**	**AA -**	-	-
Edelstahlkanister mit exzentrischem Schaft	-	-	-	-
Schutzumverpackung aus Kunststoff	**082419**	**AA -**	**082422**	**AA -**
Temperaturschreiber Tracker	**082680**	**AA -**	**082680**	**AA -**
Verschluss	**082304**	**AA -**	**082418**	**AA -**
Sockel mit Rollen	-	-	**082653**	**AA -**
Becher Ø 65 mm (Packung mit 20 Stück)	**082544**	**AA -**	**082544**	**AA -**
Becher Ø 65 mm "Margerite" (Satz von 5)	**082545**	**AA -**	**082545**	**AA -**
Durchbohrter Becher 65 mm mit Deckel (10er-Pack)	**082652**	**AA -**	**082652**	**AA -**
Tragegurt	**082305**	**AA -**	-	-

Cryoclaw-Klemme



- **Hergestellt aus Polypropylen**
- **Mit gezackten Zähnen**
- **In der geschlossenen Position verriegelbar, um das sichere Greifen von Röhrchen zu ermöglichen**
- **Gesamtlänge: ca. 1 Meter**
- **Abstand max. : 8 cm**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
078302	Cryoclaw-Klemme	**AA -**
078563	Ersatzsaugnapf (zu 2)	**AA -**