Flasche mit weitem Hals aus Polypropylen

Azlon®-Flasche mit weitem Hals aus Polypropylen



- Sehr gute Abdichtung
- Flaschen aus Polypropylen, autoklavierbar bei + 121 °C
- Gute chemische Beständigkeit

DWK LIFE SCIENCES

		Zu 10		BULK-Version		
Vol. (ml)	Ø x H (mm)	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
30	32 x 70	BWP0030N	AA -	785409	1200	AA -
60	40 x 82	BWP0060N	AA -	761866	740	AA -
100	51 x 89	232661	AA -	-	-	-
125	51 x 104	BLP0125P	AA -	761867	350	AA -
150	51 x 116	232662	AA -	761868	350	AA -
250	60 x 140	BWP0250P	AA -	761869	200	AA -
500	75 x 161	BWP0500P	AA -	761872	100	AA -
1000	90 x 205	BWP1000P**	AA -	761870	60	AA -

** zu 5

Normalisierte Weithals-Messflaschen aus Polypropylen



WEB

Geben Sie die Art. Nr. auf www.milian.com ein, um unser Autoklavierverfahren zu finden

- Mit Graduierungen
- Widerstandsfähig und langlebig, autoklavierbar
- Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Hals und Gewinde nach DIN 13316 und 168

Vol. (ml)	Grad. (ml)	Ø x H (mm)	Ø Hals (mm)	DIN	VE	Art. Nr.	CHF/ VE
50	10	38 x 88	24	GL32	100	391273	AA -
100	20	48 x 105	24	GL32	100	391274	AA -
250	25	60 x 140	38	GL45	50	391275	AA -
500	100	75 x 170	38	GL45	25	391276	AA -
1000	100	95 x 206	55	GL63	17	391277	AA -
2000	100	120 x 252	55	GL63	15	391278	AA -

WEB

Finden Sie VITgrip® Schraubverschlussflaschen auf www.milian.com

Azlon®-Flasche mit weitem Hals aus Polypropylen



- Ideal für lichtempfindliche Produkte
- Undurchsichtig
- Sehr gute Abdichtung
- Flaschen aus Polypropylen, autoklavierbar bei + 121 °C

DWK LIFE SCIENCES

Art. Nr.	Volumen (ml)	ø (mm)	Höhe (mm)	VE	CHF/ VE
232804	60	40	82	10	AA -
723866	150	51	116	10	AA -
232805	250	60	140	10	AA -
232545	500	75	161	10	AA -
232806	1000	90	205	5	AA -
232761	2000	120	242	5	AA -

Große runde Flaschen breite Öffnung Nalgene™



Aus autoklavierbarem Polypropylen. Für den Transport von Pulver oder die Entnahme von Wasserproben.

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Kapazität (l)	Ø x H (mm)	Ø (mm) Stopfen	Art. Nr.	CHF
2	119 x 244	100	029032A	AA -
4	153 x 288	100	029534A	AA -

Hohe Resistenz Nalgene™ -Flaschen



- Dicke Wände, verstärkter Verschluss (garantiert wasserdicht)
- Für die sichere Lagerung von Medien, biologischen oder chemischen Flüssigkeiten, Trockenchemikalien
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit, ideal für Vakuumanwendungen geeignet

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Volumen (ml)	250	1000	2000	4000	5000
ø x H (mm)	74 x 135	93 x 226	119 x 260	155 x 338	156 x 414
Verschluss-Typ	53B	53B	53B	83B	83B
Art. Nr.	029307	029305	029306	029296	028162
VE	1	6	2	1	1
CHF/VE	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -