Flasche mit engem Hals aus Polypropylen

Wheaton® Flasche mit engem Hals aus Polypropylen

- Wasserdicht
- Anti-Tropf-Ring
- Geliefert montierte Kappe

Volumen (ml)	4	8	15	30	60	125	250	500	1000
ø x H (mm)	16 x 38	25 x 43	25 x 56	32 x 69	39 x 84	50 x 101	61 x 129	72 x 171	91 x 210
Verschluss	13-425	20-410	20-410	20-410	20-410	24-410	24-410	28-410	38-430
Verpackt zu	12	12	12	12	12	12	12	12	6
VE	72	72	72	72	72	72	72	48	24
Art. Nr.	**048338**	**048339**	**048340**	**048341**	**048342**	**048343**	**048344**	**048345**	**048346**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Flasche mit engem Hals aus hochtransparentem Polypropylen



- Hohe Transparenz
- Autoklavierbar bis maximal + 121 °C
- Hervorragende chemische Beständigkeit und thermische Qualität
- ReduzierteCO_2 Bilanz einfaches Recycling
- Vor dem Autoklavieren den Stopfen entfernen
- Lieferung ohne Verschluss(muss separat bestellt werden)

Art. Nr.	Vol. (ml)	Sektion Körper (mm)	Ø Hals Innen (mm)	Ø Außengewinde (mm)	Höhe ohne Kappe (mm)	CHF
063408	250	60 x 60	18,6	32	136	**AA -**
063410	1000	94 x 94	28,6	45	204	**AA -**

Verschlüsse-A PTFE-Dichtung, mit Sicherheitsring.

Art. Nr.	Hals (mm)	Farben	Material	CHF
063405	32	Weiß	Polypropylen	**AA -**
063406B	45	Schwarz	HDPE	**AA -**

Mason-Krüge aus Polypropylen Nalgene™



- Robust, wasserdicht, autoklavierbar (Verschluss auf das Röhrchen setzen, ohne es zu verschrauben)
- 70 mm Hals, der Schraubverschlüsse mit speziellem Mason-Gewinde aufnimmt
- Verwendbar mit einem Mixer vom Typ Osterizer und anderen Mixern, die für das Gewinde des Mason Krug geeignet sind
- Praktisch für den Flüssigkeitstransfer bei Verwendung mit einem Flüssigkeitstransferstopfen Art. Nr. 029861

Art. Nr.	Volumen (ml)	VE	CHF/ VE
029857	500	6	**AA -**
029858	1000	6	**AA -**
029859	2000	4	**AA -**
029860	3000	1	**AA -**

Stopfen zum Übertragen von Flüssigkeiten

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
029861	Transferstopfen für Flüssigkeiten aus PP ø 70 mm	**AA -**

Nalgene™ Flasche mit engem Hals, quadratisch



- Quadratische Flasche und Verschluss aus Polypropylen
- Wasserdicht
- Autoklavierbar

Kapazität (ml)	30	60	125	250	500	1000	2000
H x Seite (mm)	63 x 38	83 x 41	110 x 54	116 x 61	146 x 74	181 x 95	271 x 116
Stopfengröße (mm)	20	24	38–430	38–430	38–430	38–430	53B
Art. Nr.	**028701**	**028702**	**028703**	**028704**	**028705**	**028706**	**-**
VE	12	12	12	12	12	6	-
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**-**