Flaschen aus hochdichtem Polyethylen, weiter Hals

Nalgene™ Weithals Rundflaschen

- Runde Flasche mit weitem Hals aus HDPE
- Wasserdicht
- Verschluss aus Polypropylen





Kapazität (ml)	30	60	125	250	500	1000	1500
Verschlussgröße (mm)	28	28	38	43	53	63	63
Verpackt zu	12	12	12	12	12	6	6
VE	72	72	72	72	48	24	6
Rundflasche Weithals HDPE, Verschluss PP							
Art. Nr.	**028725**	**028726**	**028727**	**028728**	**028729**	**028730**	**029391**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Rundflasche Weithals HDPE bernsteinfarben, Verschluss PP bernsteinfarben							
Art. Nr.	**028744**	**028745**	**028746**	**028747**	**028748**	**028749**	**-**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**-**

Nalgene™ Kostengünstige Flaschen



Flasche mit weitem Hals HDPE, Verschluss PP

Eigenschaften	Wasserdicht					
Kapazität	30	60	125	250	500	1000
Verschlussgröße (mm)	28	28	38	43	53	63
Art. Nr.	**028810**	**028811**	**028812**	**028813**	**028814**	**028815**
VE	72	72	72	72	48	24
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr.	**-**	**-**	**028820**	**028821**	**028822**	**028823**
VE	-	-	500	250	125	50
CHF/VE	**-**	**-**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Flasche mit weitem Hals HDPE bernsteinfarben, Verschluss PP bernsteinfarben						
Eigenschaften	Wasserdicht					
Art. Nr.	**-**	**-**	**028806**	**028807**	**028808**	**028809**
VE	-	-	72	72	48	24
CHF/VE	**-**	**-**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

HDPE-Flaschen

- Aus lichtdurchlässigem HDPE
- Schraubverschlüsse aus Polypropylen
- Wasserdicht
- Gute chemische Beständigkeit



		Zu 10		BULK-Version		
Vol. (ml)	**Ø x H (mm)**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**
30	32 x 70	**723861**	**AA -**	**761838**	1200	**AA -**
60	40 x 82	**723862**	**AA -**	**761839**	740	**AA -**
100	51 x 89	**232659**	**AA -**	**761840**	420	**AA -**
125	51 x 104	**232581***	**AA -**	**761841***	350	**AA -**
150	51 x 116	**232660***	**AA -**	**761842***	350	**AA -**
250	60 x 140	**723863**	**AA -**	**761843**	200	**AA -**
500	75 x 161	**723864**	**AA -**	**761844**	100	**AA -**
1000	90 x 205	**723865****	**AA -**	**761845**	60	**AA -**
2000	120 x 242	**121304****	**AA -**	**761846**	30	**AA -**

* Nicht für Lebensmittelkontakt zugelassen ** zu 5

Wheaton® Flasche mit weitem Hals aus HDPE

- Wasserdicht
- Anti-Tropf-Ring
- Geliefert montierte Kappe
- Doppelter Siegelstopfen



Volumen (ml)	30	60	125	250	500	1000
ø x H (mm)	33 x 69	39 x 88	51 x 98	61 x 125	72 x 164	91 x 199
Stopfen	28-410	28-410	38-410	43-410	53-410	63-415
Verpackt zu	12	12	12	12	12	12
VE	72	72	72	72	48	48
Flasche aus HDPE						
Art. Nr.	**048353**	**048354**	**048355**	**048356**	**048357**	**048358**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Bernsteinfarbene HDPE-Flasche						
Art. Nr.	**048369**	**048360**	**048361**	**048362**	**048363**	**048772**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com