Flaschen aus hochdichtem Polyethylen, weiter Hals

Runde Flaschen aus HDPE

NEU



- Aus HDPE
- Wasserdichter Verschluss aus Polypropylen
- Zur Lagerung und Transport von Flüssigkeiten
- Gleichmäßige Wandstärke
- Gute chemische Beständigkeit
- Natürliche Version für die Sichtbarkeit des Inhalts oder bernsteinfarben für lichtempfindliche Proben

Art. Nr.	Volumen	Farben	Hals	Höhe (mm)	Ø der Basis (mm)	VE	CHF/ VE
135735	8 ml	Natur	Breit	42,6	24,9	1000	421,85 -
135736	15 ml	Natur	Breit	56,1	24,9	1000	505,30 -
135737	30 ml	Natur	Breit	59,2	34	400	269,50 -
135738	60 ml	Natur	Breit	81	39	650	491,40 -
135739	125 ml	Natur	Breit	95	50	350	472,05 -
135740	250 ml	Natur	Breit	128,2	60,5	200	353,60 -
135741	500 ml	Natur	Breit	162,8	72,2	100	261,05 -
135742	1 l	Natur	Breit	193,5	91	50	302,10 -
135744	8 ml	Bernstein	Breit	42,6	24,9	1000	505,30 -
135745	15 ml	Bernstein	Breit	56,1	24,9	1000	588,90 -
135746	30 ml	Bernstein	Breit	59,2	34	400	302,10 -
135747	60 ml	Bernstein	Breit	81	39	650	548,45 -
135748	125 ml	Bernstein	Breit	95	50	350	501,15 -
135749	250 ml	Bernstein	Breit	128,2	60,5	200	370,25 -
135750	500 ml	Bernstein	Breit	162,8	72,2	100	269,50 -
135751	1 l	Bernstein	Breit	193,5	91	50	311,85 -

Graduierte Rundflaschen mit weitem Hals HDPE



- Natürlicher Farbton
- Mit Graduierung
- Geliefert mit Schraubverschluss
- Gute chemische Beständigkeit

Art. Nr.	Vol. (ml)	Körpergröße (mm)	Hals Innen-Ø (mm)	Gewinde Außen-Ø (mm)	H. ohne Stopfen (mm)	CHF
063447B	100	46	19	25	99,5	AA -
063448	250	61	24	28	129,5	4,90 -
063450	1000	97	39,2	50	203	12,50 -

Große runde Flaschen breite Öffnung Nalgene™



Aus nicht autoklavierbarem HDPE. Für den Transport von Pulver oder die Entnahme von Wasserproben.

Thermo SCIENTIFIC | NALGENE

Art. Nr.	Kapazität (l)	Ø x H (mm)	Ø (mm) Stopfen	CHF
029330A	2	119 x 244	100	26,70 -
029533A	4	153 x 288	100	39,30 -

DWK LIFE SCIENCES

Runde HDPE-Töpfe mit Schraubverschluss und Azlon®-Verschluss



- Rundflaschen mit Obturator und Schraubverschluss (montiert)
- Weiter Hals zum leichteren Befüllen und Verteilen
- Leicht zu greifende Verschlüsse
- Zur Verwendung mit Pulvern oder Flüssigkeiten
- 1000-, 1500- und 2000-ml-Behälter, die für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet sind (FDA-Kriterien)

Volumen (ml)	Außen-Ø x H (mm)	Innen-Ø Hals (mm)	Art. Nr.	VE/ Box	CHF Box	Art. Nr.	VE/ Box	CHF Box
65	50 x 51	35	799228	500	1576,15 -	799229	10	45,55 -
70	50 x 60	35	799230	400	1511,95 -	799231	10	50,55 -
120	56 x 71	35	799232	500	2313,30 -	799233	10	61,75 -
250	69 x 94	48	799234	300	1702,15 -	799235	10	75,75 -
1000	112 x 129	86	799238	80	637,95 -	-	-	-
1500	112 x 184	86	799240	60	685,10 -	799241	5	70,20 -
2000	112 x 235	86	-	-	-	799243	5	80,15 -