Flaschen aus hochdichtem Polyethylen, weiter Hals

Weithalsbehälter HDPE

- Wasserdicht, für Lagerung und Versand
- Zu ergänzen durch einen schwarzen Schraubverschluss mit Schaumstoffdichtung (separat bestellen)



Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø Körper (mm)	Ø Hals innen (mm)	Gewinde	Höhe (mm)	CHF
063278	100	48	31	40	77	AA -
063213	250	65	41	50	98	AA -
063214	500	80	53	65	122	AA -
063215	750	94	53	65	130	AA -
063216	1000	100	67	80	153	AA -
063217	1500	114	67	80	173	AA -
063262	2000	126	67	80	192	AA -

Verschluss

Art. Nr.	Für Töpfe Volumen (ml)	Gewinde	CHF
063257	100	40	AA -
063258	250	50	AA -
063259	500/750	65	AA -
063260	1000/1500/2000	80	AA -

Zylindrische Krüge mit Deckel

- Aus hochdichtem Polyethylen
- Geliefert mit Verschluss und Verschluss-Untersetzer
- Für Pulver und feste Proben



Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø x H (mm)	Ø Hals (mm)	VE	CHF/ VE
391318	70	50 x 60	36	100	AA -
391319	120	56 x 71	36	100	AA -
391320	250	69 x 94	50	50	AA -
391321	500	86 x 107	70	50	AA -
391322	1000	111 x 128	85	20	AA -
391324	1500	111 x 182	87	10	AA -
391323	2000	111 x 235	87	10	AA -

Weithals-Zylinderflaschen aus Polyethylen mit rotem Corning® Gosselin™ -Stopfen

CORNING



			Breiter Hals mit einfachem Verschluss				Breiter Hals mit doppeltem Verschluss			
			Nicht steril		Steril		Nicht steril		Steril	
Volumen (ml)	Maße (mm)	VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE
50	39 x 70	600	-	-	-	-	030412	AA -	030371	AA -
100	52 x 80	335	030408	AA -	030372	AA -	030413	AA -	030382	AA -
150	52 x 108	250	-	-	030373	AA -	-	-	030383	AA -
250	61 x 125	145	030321	AA -	030374	AA -	030415	AA -	030384	AA -
500	81 x 136	140	030409	AA -	030323	AA -	030416	AA -	030324	AA -
1000	100 x 174	68	030410	AA -	030331	AA -	030417	AA -	030332	AA -
2000	122 x 220	25	030411	AA -	-	-	030418	AA -	030340	AA -

Hochfeste Nalgene™ -Flaschen

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

- Dicke Wände, verstärkter Verschluss (garantiert wasserdicht)
- Für die sichere Lagerung von Medien, biologischen oder chemischen Flüssigkeiten, Trockenchemikalien
- Gute chemische Beständigkeit



Volumen (ml)	1000	2000	4000
ø x H (mm)	93 x 226	119 x 260	155 x 338
Kappe Typ	53B	53B	83B
Art. Nr.	029303	028119	029304
VE	6	2	1
CHF/VE	AA -	AA -	AA -

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com