Flaschen aus hochdichtem Polyethylen, weiter Hals

Nalgene™ Flasche mit weitem Hals, quadratisch



- Quadratische Flasche aus HDPE
- Verschluss aus Polypropylen
- Weiter Hals
- Wasserdicht

Kapazität (ml)	60	175	250	500	1000
Maße (mm)	83 x 38 x 38	102 x 51 x 51	114 x 64 x 64	146 x 76 x 76	181 x 95 x 95
Verschlussgröße (mm)	28	38	43	53	63
Art. Nr.	**028720**	**028721**	**028722**	**028723**	**028724**
VE	12	12	12	12	6
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Rechteckige Flaschen aus HDPE





In den Farben Natur oder Bernstein.

Volumen (ml)	125	250	500	1000	2000
H x L x T (mm)	102 x 64 x 38	114 x 76 x 48	140 x 94 x 58	180 x 125 x 71	239 x 152 x 81
Verschluss-Ø (mm)	28	38	48	53	63

Rechteckige Flasche aus naturfarbenem HDPE

Art. Nr.	**029392**	**029393**	**029394**	**029395**	**029396**
Verpackt zu	12	12	12	6	4
VE	72	72	48	24	12
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Rechteckige Flasche aus bernsteinfarbenem HDPE

Art. Nr.	**029397**	**029398**	**029399**	**029400**	**029401**
Verpackt zu	12	12	12	6	4
VE	72	72	48	24	12
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Große quadratische Flaschen breite Öffnung



- Aus HDPE
- Weißer Polypropylen-Verschluss
- Mit integrierten geformten Griffen

Art. Nr.	**Kapazität**	**Material**	**Verschluss**	**CHF**
029535A	4 Liter	HDPE	100 mm	**AA -**

Quadratische Flasche mit weitem Hals aus HDPE



- Natürlicher Farbton
- Lieferung ohne Verschluss (muss separat bestellt werden)

Art. Nr.	**Vol. (ml)**	**Maße Körper (mm)**	**Hals Innen-Ø (mm)**	**Gewinde Außen-Ø (mm)**	**H. ohne Stopfen (mm)**	**CHF**
063330	100	46 x 46	31	40	72	**AA -**

Schraubverschluss für Flasche mit weitem Hals

- Schwarz, PE-Schaumdichtung

Art. Nr.	**Für Topf Volumen (ml)**	**Innengewinde (mm)**	**CHF**
063257	100	40	**AA -**

2 Liter bis 2,7 Liter quadratische Flaschen aus Polyethylen mit weiter Öffnung Corning® Gosselin™



* ø Öffnung

- Für die Lagerung von Flüssigkeiten, Feststoffen oder Pulvern
- Aus lichtdurchlässigem Polyethylen
- Weiter Hals, leicht zu befüllen
- Graduierte Modelle
- Aseptisch verschlossen (beigefügte Schraubverschlüsse)
- Braune Modelle für lichtempfindliche Reagenzien
- Voller geformter Griff für den 2,7 l, der gut in der Hand liegt
- Modelle 2,5 l und 2,7 l empfohlen für die Urinsammlung

Art. Nr.	**Volumen (L)**	**Höhe (mm)**	**ø * (mm)**	**Farben**	**Verschluss Farbe**	**VE**	**CHF/ VE**
030846	2	230	73	Naturel	Rot	50	**AA -**
030849	2,7	250	70	Natur	Rot	30	**AA -**