Flaschen aus hochdichtem Polyethylen, weiter Hals

Quadratische Flasche mit weitem Hals aus Polyethylen mit rotem Corning® Gosselin™ -Stopfen

			Breiter Hals mit einfachem Verschluss				Breiter Hals mit doppeltem Verschluss			
			Nicht steril		Steril		Nicht steril		Steril	
Volumen (ml)	Maße (mm)	VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE
150	50 x 50 x 95	300	030419	AA -	-	-	030423	AA -	-	-
250	57 x 57 x 109	210	030420	AA -	030428	AA -	030424	AA -	030399	AA -
500	76 x 76 x 122	175	030421	AA -	030429	AA -	030425	AA -	030375	AA -
1000	95 x 76 x 185	90	030422	AA -	-	-	030398	AA -	030391RG	AA -
2000	109 x 96 x 230	50	030820	AA -	030432	AA -	030426	AA -	030434	AA -

* Weißer Verschluss



Quadratische Flasche mit weitem Hals aus natürlichem HDPE

- Quadratischer Querschnitt
- Vertiefung für Beschriftung vorgesehen
- Ideal für flüssige, pastöse oder körnige Substanzen
- Für die Kennzeichnung vorgesehener quadratisches Feld
- Lieferung ohne Verschluss (muss separat bestellt werden)
- UN-Zulassung für Feststoffe

Art. Nr.	Volumen (ml)	Körpergröße (mm)	Hals Innen-Ø (mm)	Gewinde Außen-Ø (mm)	H. ohne Stopfen (mm)	CHF
063291	100	45 x 45	24	32	101	AA -
063292	250	59 x 59	35	45	129,5	AA -
063293	500	60 x 60	35	54	164	AA -
063270	750	83 x 83	42,5	54	188	AA -
063294	1000	85 x 85	42,5	54	214	AA -
063300	1500	108 x 108	68,5	80	209	AA -
063271	2500	122 x 122	68,5	80	209	AA -
063272	4000	142 x 142	68,5	80	294	AA -



UN Flasche mit weitem Hals aus HDPE

- Quadratische Sektion
- Vertiefung für Beschriftung vorgesehen
- Lieferung ohne Verschluss (muss separat bestellt werden)

Art. Nr.	Zulassung	Für Flasche Vol. (ml)	Körpergröße (mm)	Hals Innen-Ø (mm)	Gewinde Außen-Ø (mm)	H. ohne Stopfen (mm)	CHF
063319	UN 3h1/X0.3/S	100	45 x 45	24	32	101	AA -
063320	UN 3h1/X0.8/S	250	59 x 59	35	45	129,5	AA -
063321	UN 3H1/1.5/S	500	75 x 75	42,5	54	162	AA -
063323	UN 3H1/2.5/S	1000	85 x 85	42,5	54	214	AA -
063325	UN 3H1/5/S	2500	122 x 122	68,5	80	260	AA -
063326	UN 3H1/5.5/S	4000	142 x 142	68,5	80	294	AA -

Verschlüsse für Flasche mit weitem Hals aus HDPE

		Schwarzer PP-Verschluss, mit PE-Schaumdichtung		Blauer PP-Verschluss, mit Dichtkonus und Sicherheitsring		Roter PP-Verschluss, mit PE-Schaumdichtung und Sicherheitsring	
Für Flasche (ml)	Gewinde	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
50	28	-	-	-	-	063371	AA -
100	32	063483	AA -	063302	AA -	063333	AA -
250	45	063484	AA -	063315	AA -	063335	AA -
500/750/1000	54	063486	AA -	063296	AA -	063331	AA -
1500/2500/4000	80	063485	AA -	063301	AA -	-	-

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com