Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte, enger Hals

Flasche mit engem Hals UN aus HDPE

							Naturfarbe		Schwarze Farbe	
Für Flasche Vol. (ml)	Körpergröße (mm)	Hals Innen-Ø	Gewinde Außen-Ø (mm)	H. ohne Stopfen (mm)	Gewicht (g)	Zulassung	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
500	77 x 77	28,7	45	176,5	52	UN 1H1/X1.9/250	**063380**	**AA -**	**063451**	**AA -**
1000	96 x 96	28,7	45	211,8	92	UN 3H1/X1.9/250	**063365**	**AA -**	**063452**	**AA -**
2500	126 x 126	28,7	45	282	167	UN 3H1/X1.9/250	**063366**	**AA -**	**063384**	**AA -**



- **Naturfarben oder schwarz**
- **Flasche mit engem Hals mit UN-Zulassung**
- **Vertiefung für die Beschriftung vorgesehen 1000 und 2500 ml**
- **Drei verschiedene Arten von Verschlüssen erhältlich**
- **Lieferung ohne Verschluss (muss separat bestellt werden)**

Schwarze Stopfen für UN-Flasche mit engem Hals aus HDPE

		Glockenverschluss PP, mit Sicherheitsring PP rot und mit PTFE-Becher		Glockenstopfen PP, rot Entgasungssystem und mit perforiertem PTFE-Becher	
Für Flasche (ml)	Gewinde Ø (mm)	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
500 bis 2500	45	**063367**	**AA -**	**063368**	**AA -**

Nalgene™ Flasche mit engem Hals, quadratisch



- **Quadratische Flasche aus HDPE**
- **Verschluss aus Polypropylen**
- **Wasserdicht**

Kapazität (ml)	30	60	125	250	500	1000
H x Seite (mm)	63 x 38	83 x 41	110 x 54	116 x 61	146 x 74	181 x 95
Stopfengröße (mm)	20	24	38–430	38–430	38–430	38–430
Art. Nr.	**028707**	**028708**	**028709**	**028710**	**028711**	**028712**
VE	12	12	12	12	12	6
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Enghals-Vierkantflaschen aus HDPE



- **Leicht zu handhaben dank der seitlichen Rillen**
- **Beschriftbare Oberfläche**
- **Lieferung ohne Verschluss (muss separat bestellt werden)**

Art. Nr.	Volumen (ml)	Körpergröße (mm)	Hals Innen-Ø (mm)	Gewinde Außen-Ø (mm)	H. ohne Stopfen (mm)	CHF
063210	250	59 x 59	30,8	40	110,5	**AA -**
063211	500	69 x 69	30,8	40	145,5	**AA -**

Schraubverschlüsse LDPE, naturfarben

Art. Nr.	Für Topf Volumen (ml)	Innengewinde (mm)	CHF
063235B	250/500	40	**AA -**

Quadratische Rillenflaschen aus HDPE



- **Aus HDPE**
- **Wasserdicht**
- **Leicht zu handhaben dank der seitlichen Rillen**
- **Beschriftbare Oberfläche**
- **Lieferung ohne Verschluss (muss separat bestellt werden)**

Art. Nr.	Vol. (ml)	Körpergröße (mm)	Hals Innen-Ø (mm)	Gewinde Außen-Ø (mm)	H. ohne Stopfen (mm)	CHF
063206	100	40,5 x 32	12,9	18	110,5	**AA -**
063207	250	53,5 x 42,5	19	25	148	**AA -**
063209	1000	84 x 66	19	25	222,5	**AA -**

Stopfen für Flasche mit engem Hals

	Schraubverschlüsse LDPE		Tropfverschluss		Roter Tropf-Verschluss	
Gewinde	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF
18	-	-	**063281**	**AA -**	**063297**	**AA -**
25	**063232B**	**AA -**	**063280**	**AA -**	**063297**	**AA -**