Flasche mit engem Hals aus Polyethylen niedriger Dichte

Nalgene™ LDPE-Flaschen mit geringem Partikelgehalt



Weisen von Natur aus Spuren von Metallen auf.

- Zertifiziert mit weniger als 20 Partikeln von 0,3 µm pro ml
- Analysezertifikat in jedem Karton enthalten
- Wasserdicht, nicht steril
- Doppelte Verpackung unter Laminar-Flow-Hauben der Klasse 10 und in Reinräumen der Klasse 100

Vol. (ml)	Art. Nr.	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
125	**029912**	12	72	**AA -**
500	**029914**	12	48	**AA -**

Flasche mit engem Hals dunkelgrau



- Hergestellt aus Polyethylen
- Völlig undurchsichtig
- Ideal für lichtempfindliche Materialien, entweder flüssig oder fest
- Wird mit Stopfen geliefert, um eine perfekte Abdichtung zu gewährleisten
- Perforierte Schulter zum Plombieren und Anbringen von Etiketten

Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø (mm)	Höhe (mm)	Ø Hals (mm)	VE	CHF/ VE
391256	50	39	76,5	18,5	100	**AA -**
391257	125	46	115	18,5	100	**AA -**
391258	250	60	137	23	50	**AA -**
391259	500	74	165	23	25	**AA -**
391260	1000	93	213	34,5	20	**AA -**
391261	2000	116	273	34,5	20	**AA -**

Enghals-Vierkantflaschen aus Polyethylen mit rotem Corning® Gosselin™ -Stopfen



Nicht steril

Art. Nr.	Volumen (ml)	Maße (mm)	VE	CHF/ VE
030435	100	39 x 39 x 103	300	**AA -**
030437	250	55 x 55 x 128	208	**AA -**
030438	500	70 x 70 x 149	100	**AA -**
030439	1000	89 x 89 x 184	60	**AA -**

TPX-Flaschen, weiter Hals

Nalgene™ Weithals runde Flaschen



- Runde Flasche aus PMP
- Verschluss aus Polypropylen
- Weiter Hals
- Wasserdicht
- Autoklavierbar

Kapazität (ml)	250	500	1000
Verschlussgröße (mm)	43	53	63
Verpackt zu	12	12	6
VE	72	25	25
Art.Nr.	**028118**	**028152**	**028153**
VE	24	16	16
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**