## PVC-Flaschen, weiter Hals

### Quadratische Flasche mit weitem Hals aus PVC



- Transluzent
- Weiter Hals, der leicht zu befüllen und zu reinigen ist
- Schwarzer Schraubverschluss mit PE-Schaumdichtung, wasserdicht
- Transluzente Brauntöne für lichtempfindliche Produkte
- Wird ohne Verschluss geliefert (bitte separat bestellen, siehe unten)

| | | | | | Bernstein | | Transluzent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol. (ml) | Körper-Ø (mm) | Hals Innen-Ø (mm) | Gewinde Außen-Ø (mm) | H. ohne Stopfen (mm) | Art. Nr. | CHF | Art. Nr. | CHF |
| 50 | 38,5 x 38,5 | 23 | 32 | 60,5 | 063250 | AA - | 063225 | AA - |
| 100 | 46 x 46 | 31 | 40 | 71 | 063251 | AA - | 063226 | AA - |
| 300 | 67,5 x 67,5 | 41 | 50 | 94 | 063264 | AA - | - | - |
| 500 | 80,5 x 80,5 | 54 | 65 | 108 | 063253 | AA - | 063228 | AA - |
| 750 | 91,5 x 91,5 | 69 | 80 | 120 | 063266 | AA - | 063265 | AA - |
| 1000 | 97 x 97 | 69 | 80 | 143 | 063254 | AA - | 063229 | AA - |
| 2000 | 122 x 122 | 69 | 80 | 187 | 063299 | AA - | 063298 | AA - |

#### Stopfen für quadratische PVC-Flaschen

- Schwarz, mit PE-Schaumdichtung

| Art. Nr. | Für Töpfe Volumen (ml) | Gewinde | CHF |
|---|---|---|---|
| 063256 | 50 | 32 | AA - |
| 063257 | 100 | 40 | AA - |
| 063258 | 200 / 300 | 50 | AA - |
| 063259 | 500 | 65 | AA - |
| 063260 | 750/1000/1500/2000 | 80 | AA - |
| 063261 | 2000 | 80 | AA - |

## Flasche mit weitem Hals aus Polycarbonat

### Flaschen aus Polycarbonat



- Aus Polycarbonat
- Optisch durchsichtig
- Bruchfest
- Autoklavierbar (ebenso wie der mitgelieferte Verschluss)

| Art. Nr. | Volumen (ml) | Form | Gewinde | VE | CHF VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 360519 | 180 | Rund, breiter Hals | 54 mm | 12 | AA - |
| 360518 | 400 | Rund, breiter Hals | 63 mm | 12 | AA - |
| 360517 | 500 | Rund, breiter Hals | 63 mm | 12 | AA - |
| 360516 | 1000 | Rund, breiter Hals | 63 mm | 12 | AA - |

## Flasche mit engem Hals aus Polycarbonat

### Azlon® Polycarbonat-Flaschen





- Aus hochtransparentem Polycarbonat
- Geliefert mit Polypropylen-Verschluss ohne Dichtung
- In standardmäßiger runder Form oder in praktischer quadratischer Form
- Widerstandsfähig und langlebig, autoklavierbar bis +121 °C

#### Vierkantflaschen aus PC

| Art. Nr. | Volumen (ml) | Ø Basis x H (mm) | Hals-Ø (mm) | VE | CHF VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 251575 | 250 | 59 x 139 | 28 | 24 | AA - |
| 251576 | 500 | 73 x 172 | 28 | 12 | AA - |
| 251577 | 1000 | 92 x 213 | 28 | 12 | AA - |
| 251578 | 2000 | 115 x 266 | 40 | 6 | AA - |

#### Runde Flaschen aus PC

| Art. Nr. | Volumen (ml) | Maße (Ø x H )(mm) | Hals-Ø (mm) | VE | CHF VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 251579 | 500 | 81 x 175 | 28 | 12 | AA - |
| 251580 | 1000 | 97 x 216 | 28 | 12 | AA - |