Flasche mit engem Hals aus Polycarbonat

Große runde Flasche mit engem Hals aus Nalgene™ Polycarbonat

- Transparentes Polycarbonat
- Verschluss aus Polypropylen
- 4- und 8-l-Modelle: Befestigung an der Schulter für die Integration eines Markierungsetiketts
- Autoklavierbar



Art. Nr.	Kapazität	Material	Verschluss	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
029416	500 ml	PC	38-430	4	24	AA -
029418	1 Liter	PC	38-430	4	24	AA -
029419	2 Liter	PC	38-430	1	1	AA -
029420	2,5 Liter	PC	38-430	1	1	AA -
029536	4 Liter	PC	38-430	1	1	AA -
029417	8 Liter	PC	53B	1	1	AA -

Nalgene™ Flasche mit engem Hals, quadratisch

- Quadratische Flasche aus PC
- PP-Stopfen
- Wasserdicht
- Transparent
- Autoklavierbar



Kapazität (ml)	30	60	125	250	500	1000	2000
H x Seite (mm)	63 x 38	83 x 41	110 x 54	116 x 61	146 x 74	181 x 95	271 x 116
Stopfengröße (mm)	20	24	38–430	38–430	38–430	38–430	53B
Art. Nr.	**028694**	**028695**	**028696**	**028697**	**028121**	**028699**	**028013**
VE	12	12	6	6	4	4	1
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Flaschen aus Polycarbonat

- Aus Polycarbonat
- Optisch durchsichtig
- Bruchfest
- Autoklavierbar (ebenso wie der mitgelieferte Verschluss)



Art. Nr.	Volumen (ml)	Form	Gewinde	VE	CHF VE
360506	30	Achteckig	20/415	24	AA -
360505	60	Achteckig	24/415	24	AA -
360504	125	Achteckig	38/430	24	AA -
360503	250	Achteckig	38/430	24	AA -
360502	500	Achteckig	38/430	12	AA -
360501	1000	Achteckig	38/430	12	AA -
360500	2000	Achteckig	53B	6	AA -
360509	300	Rund	38/430	24	AA -
360508	500	Rund	38/430	12	AA -
360507	1000	Rund	38/430	12	AA -

Nalgene™ Biotainer-Flaschen aus Polycarbonat

- Aus bläulichem Polycarbonat
- Graduiert
- Steril
- Geeignet für Lagertemperaturen von -85 °C bis fast +100 °C
- Mit Stopfen



Art. Nr.	Flaschen Volumen	ø (mm) Verschluss	ø (mm) Hals	(L x B x H) Flasche (mm)	VE	CHF/ VE
088002	125 ml	38	26	52 x 52 x 102	50	AA -
088007	1 l	38	37	98 x 98 x 194	35	AA -
088010	2 l	48	37	116 x 116 x 262	20	AA -
030093*	5 l	48	38	166 x 166 x 290	5	AA -
088012	5 l	48	38	166 x 166 x 290	5	AA -

* Mit Griff



Finden Sie Biotainer-Ballons aus Polycarbonat auf milian.com

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com