## Flasche mit engem Hals aus Polycarbonat

### Pharmatainers™ PC sterile quadratische Fläschchen

Verschlossene sterile Fläschchen medical Grad. Geeignet für die Lagerung, den Transport und das Einfrieren von Impfstoffen, Biopharmazeutika, Kulturmedien und biologischen Lösungen.



WEB



Verschlüsse und Zubehör finden Sie auf www.milian.com

- Graduiert
- Mit doppelt versiegelten, wasserdichten Stopfen aus natürlichem HDPE
- Sterilisiert durch Gamma-Bestrahlung , SAL $10^{-6}$
- Hergestellt aus 100 % frischem Harz, ohne tierische Verbindungen
- Endotoxinfrei und nicht zytotoxisch getestet
- PC: beständig von -130 °C bis +135 °C, getestet als absolut wasserdicht bei Einfrieren -80 °C
- Rückverfolgbarkeit: Jede Flasche ist mit einer eindeutigen Seriennummer, Chargennummer, Verfallsdatum und einem Strichcode versehen

| Vol. | Verschluss-Ø (mm) | Hals-Ø (mm) | Maße B x T x H (mm) | VE | Art. Nr. | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 ml | 48 | 37 | 58,8 x 58,2 x 95 | Karton zu 100 | 351023 | AA - |
| | | | | Beutel zu 5 | 351024 | AA - |
| 500 ml | 48 | 37 | 83,2 x 83,2 x 152 | Karton zu 60 | 351025 | AA - |
| | | | | Beutel mit 5 | 351026 | AA - |
| 1 l | 48 | 37 | 101 x 101 x 187 | Karton zu 30 | 351027 | AA - |
| | | | | Beutel mit 5 | 351028 | AA - |
| 2 l | 48 | 37 | 120 x 120 x 240 | Karton zu 20 | 351030 | AA - |
| | | | | Beutel mit 5 | 351031 | AA - |
| 5 l | 70 | 55 | 168 x 168 x 322 | Karton zu 6 | 351032 | AA - |
| | | | | Einzeln | 351033 | AA - |
| 10 l | 70 | 55 | 212 x 212 x 395 | Karton zu 2 | 351034 | AA - |
| | | | | Einzeln | 351035 | AA - |
| 20 l | 70 | 55 | 256 x 256 x 500 | Karton zu 2 | 351036 | AA - |
| | | | | Einzeln | 351037 | AA - |

## PET-Flaschen, enger Hals

Thermo SCIENTIFIC | NALGENE

### Sterile quadratische Flaschen aus PET Mitte Nalgene™



- Leicht, widerstandsfähig
- Gegossene Graduierungen
- Ausgezeichnete Gasbarriere
- Hergestellt aus Verbindungen, die nicht von Tieren stammen
- Sterilisiert durch Gamma-Bestrahlung , SAL $10^{-6}$
- In Übereinstimmung mit den Standardtests für biologische Produkte (einschließlich USP Class VI, UPS '661', European Pharmacopoeia for Abnor-mal Toxicity, Cytotoxicity, Hemolysis, and Non-pyrogenic)
- Kompatibel mit Luftpostsendungen

Cyto-toxic | Pyrogen | Hämo-lytisch

#### PET-Flaschen mit Verschluss aus natürlichem HDPE

- Mit Verschluss geliefert
- Filmtray-Verpackung in einer Schutzzone mit kritischer Umgebung

| Art. Nr. | Volumen (ml) | Hals | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|
| 029557B | 500 | 38-430 | 48 | AA - |
| 029558B | 1000 | 38-430 | 24 | AA - |

#### PET-Flaschen ohne Verschluss

- Verschluss mit Siegelring separat erhältlich

| Art. Nr. | Material | Volumen (ml) | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|
| 030178B | PET | 125 | 96 | AA - |
| 030179 | PET | 650 | 48 | AA - |
| 030180 | PET | 1000 | 24 | AA - |

#### HDPE-Stopfen mit Siegelring

- Geeignet für PET- und PETG-Flaschen mit Gewinde 38-430
- Garantiert auslaufsicher bei Verwendung mit Nalgene™ PET- und PETG-Flaschen
- Gegossen mit einem Siegelring
- Einzigartiges Design, verhindert das Brechen des Siegelrings beim Aufsetzen des Verschlusses
- Flache Oberfläche zum Beschriften

| Art. Nr. | Bezeichnung | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|
| 030184 | HDPE-Stopfen mit Siegelring 38-430 | 240 | AA - |