PET-Flaschen, enger Hals

Sterile quadratische Pharmatainers™ PET-Flaschen

Verschlossene sterile Fläschchen medical Grad. Geeignet für die Lagerung, den Transport und das Einfrieren von Impfstoffen, Biopharmazeutika, Kulturmedien und biologischen Lösungen.



- **Graduiert**
- **Mit doppelt versiegelten, wasserdichten Stopfen aus natürlichem HDPE**
- **Sterilisiert durch Gamma-Bestrahlung , SAL 10^{-6}**
- **Hergestellt aus 100 % frischem Harz, ohne tierische Verbindungen**
- **Endotoxinfrei und nicht zytotoxisch getestet**
- **PET: beständig von -40 °C bis +60 °C**
- **Rückverfolgbarkeit: Jede Flasche ist mit einer eindeutigen Seriennummer, Chargennummer, Verfallsdatum und einem Strichcode versehen**

Vol.	Verschluss-Ø (mm)	Hals-Ø (mm)	Maße B x T x H (mm)	VE	Art. Nr.	CHF/ VE
125 ml	48	37	58,8 x 58,2 x 95	Karton zu 100	**351000**	**AA -**
				Beutel mit 5	**351000A**	**AA -**
500 ml	48	37	83,2 x 83,2 x 152	Karton zu 60	**351017**	**AA -**
				Beutel mit 5	**351017A**	**AA -**
1 l	48	37	101 x 101 x 187	Karton zu 30	**351018**	**AA -**
				Beutel mit 5	**351018A**	**AA -**
2 l	48	37	120 x 120 x 240	Karton zu 20	**351019**	**AA -**
				Beutel mit 5	**351019A**	**AA -**
5 l	70	55	168 x 168 x 322	Karton zu 6	**351020**	**AA -**
				Einzeln	**351020A**	**AA -**
10 l	70	55	212 x 212 x 395	Karton zu 2	**351021**	**AA -**
				Einzeln	**351021A**	**AA -**
20 l	70	55	256 x 256 x 500	Karton zu 2	**351022**	**AA -**
				Einzeln	**351022A**	**AA -**

PETG-Flaschen, weiter Hals

Quadratische Flasche mit weitem Hals aus PETG



- **Aus durchsichtigem PETG**
- **Lieferung ohne Verschluss (muss separat bestellt werden)**

Art. Nr.	Volumen (ml)	Körpergröße (mm)	Hals Innen-Ø (mm)	Gewinde Außen-Ø (mm)	H. ohne Stopfen (mm)	CHF
063304	50	38,5 x 38,5	23	32	60,5	**AA -**
063305	100	46 x 46	31	40	71	**AA -**
063306	200	59,5 x 59,5	41	50	88	**AA -**
063307	500	80,5 x 80,5	54	65	108	**AA -**
063308	1000	97 x 97	69	80	143	**AA -**

Stopfen für quadratische PETG-Flaschen

- **Schwarz, mit PE-Schaumdichtung**

Art. Nr.	Für Töpfe Volumen (ml)	Gewinde	CHF
063256	50	32	**AA -**
063257	100	40	**AA -**
063258	200 / 300	50	**AA -**
063259	500/750	65	**AA -**
063260	1000/1500/2000	80	**AA -**
063261	2000	80	**AA -**