PETG-Flaschen, enger Hals

Sterile Vierkantflaschen mit Septumverschluss Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Auslaufsichere PETG-Flaschen mit HDPE-Kappe und Silikon/PTFE-Septum. Für die Verpackung von biologischen oder diagnostischen Produkten, die das Hinzufügen von Verbindungen mithilfe einer Spritze erfordern.

Art. Nr.	Volumen (ml)	Hals	VE	CHF/ VE
029551	60	24-415	200	AA -
029552	125	38-430	96	AA -
029553*	250	38-430	60	AA -
029554	500	38-430	40	AA -

* Ohne Septumverschluss (mit dem unten abgebildeten Septumverschluss 029628 zu ergänzen)



Sterile Septumverschlüsse für PET- und PETG-Flaschen

- Silikonstopfen mit PTFE, die mit der Flüssigkeitsoberfläche in Berührung kommen
- Kombinieren die Elastizität von Silikon für die Versiegelung mit der Nichtreaktivität von PTFE-Oberflächen
- Klebstofffrei, steril
- Die beiden verwendeten Materialien bieten eine bessere Gasbarriere als Silikon
- Für Medienflaschen aus PET oder PETG

Pyrogen

Cyto-toxic

Art. Nr.	Für Flaschenhals	VE	CHF/ VE
029627	24-415	200	AA -
029628	38-430	240	AA -





Verschlüsse aus HDPE

Verschlüsse aus hochdichtem Polyethylen für PET- oder PETG-Mittelflaschen. SAL 10^{-6}, nicht hämolytisch.

Cyto-toxic Pyrogen

Art. Nr.	Für Flaschenhals	VE	CHF/ VE
029629	20-415	280	AA -
029630	24-415	200	AA -

Sterile quadratische Flaschen aus PETG Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

- Transparent
- Für die Aufbewahrung von Medien
- Wasserdichter Schraubverschluss, der mit einem Schrumpfband ausgekleidet ist
- Einfrierbar bis zu 100 °C
- Sterilisiert durch Gammastrahlen
- Graduiert
- Verpackung auf Tabletts

Pyrogen

Art. Nr.	Volumen (ml)	B x H (mm)	VE/ Plattformen	VE	CHF/ VE
028021	30	38 x 63	24	96	AA -
028022	60	41 x 82	24	96	AA -
028023	125	52 x 108	24	48	AA -
028024	250	58 x 147	24	48	AA -
028025	500	73 x 177	12	24	AA -
028026	1000	93 x 218	12	24	AA -
028027	2000	116 x 270	6	12	AA -



PVC-Schrumpfband - Gamma-Strahlen-bestrahlbar

Art. Nr.	Für quadratische PETG Flasche	Verschluss-Typ HDPE	CHF zu 1000
029821	30 ml	20–415	AA -
029822	60 ml	24–415	AA -
029823	125 ml bis 1000 ml	38–430	AA -
029824	2000 ml	53B	AA -

Wheaton® sterile viereckige PET-Flaschen

DWK LIFE SCIENCES

- Für Medien
- Bieten eine gute pH-Stabilität
- Anti-Tropf-Lippe
- Leicht
- Permanente gegossene Graduierungen
- Platzsparend
- Mit montiertem Verschluss
- Sterilisation „E-Beam“
- Werden auf einem Tablett mit schützendem Plastik geliefert

Art. Nr.	Volumen (ml)	Maße (mm)	Einheiten / Tablett	VE	CHF/ VE
048764	125	53 x 53 x 99	24	48	AA -



Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com