PETG-Flaschen, enger Hals

Biotainer-Flaschen aus PETG Nalgene™



- Aus klarem PETG, steril
- Graduiert
- Geeignet für Lagertemperaturen von -40 °C bis +70 °C
- Mit Stopfen
- Sterilisiert durch Gammastrahlen

Art. Nr.	Flaschen Volumen	ø (mm) Verschluss	ø (mm) Hals	(L x B x H) Flasche (mm)	VE	CHF/ VE
088000	125 ml	38	26	52 x 52 x 102	5 x 20	AA -
088003	500 ml	38	26	77 x 77 x 172	5 x 14	AA -
088004	500 ml	38	26	77 x 77 x 172	1 x 70	AA -
088005	1 l	48	37	98 x 98 x 194	5 x 7	AA -
088006	1 l	38	37	98 x 98 x 194	1 x35	AA -
088008	2 l	48	37	116 x 116 x 262	5 x 4	AA -
088009	2 l	48	37	116 x 116 x 262	1 x 20	AA -
030080*	5 l	48	NC	NC	6	AA -
088013	5 l	48	NC	NC	6	AA -

* Mit Griff

Flaschen für Greiner Bio-One Nährmedien



- Hergestellt aus Polyethylenterephthalat (PET)
- Sterilisiert durch Bestrahlung

Art. Nr.	Volumen (ml)	VE	CHF/ VE
951700	100	100	AA -
950700	500	50	AA -
952700	1000	24	AA -

PETG-Flaschen



- Aus PETG
- Optisch durchsichtig
- Quadratische Form
- Bruchfest
- Stöpsel im Lieferumfang enthalten, Ersatzstöpsel als Zubehör erhältlich
- Steril, Gamma-Bestrahlung

Art. Nr.	Volumen (ml)	Form	Gewinde	VE	CHF/ VE
360526	30	Manipulationssicher	20/415	24	AA -
360525	60	Manipulationssicher	24/415	24	AA -
360524	125	Manipulationssicher	38/430	24	AA -
360523	250	Manipulationssicher	38/430	24	AA -
360522	500	Manipulationssicher	38/430	12	AA -
360521	1000	Manipulationssicher	38/430	12	AA -
360520	2000	Manipulationssicher	53B	6	AA -
360533	30	Standard	20/415	24	AA -
360532	60	Standard	24/415	24	AA -
360531	125	Standard	38/430	24	AA -
360530	250	Standard	38/430	24	AA -
360529	500	Standard	38/430	12	AA -
360528	1000	Standard	38/430	12	AA -
360527	2000	Standard	53B	6	AA -



Manipulationssichere Verschlüsse

- Hergestellt aus Polyethylen
- Mit Siegelring
- Steril
- Nicht autoklavierbar

Art. Nr.	Gewinde	VE	CHF/ VE
360538	53B	192	AA -
360539	38/430	288	AA -
360540	24/415	384	AA -
360541	20/415	384	AA -

Standard Verschluss

- Aus autoklavierbarem Polypropylen

Art. Nr.	Gewinde	VE	CHF/ VE
360536	53B	192	AA -
360537	38/430	384	AA -

Belüftete Kappe

- Aus autoklavierbarem Polypropylen
- PTFE-Membran 0,22 µm

Art. Nr.	Gewinde	VE	CHF/ VE
360542	53B	192	AA -
360543	38/430	288	AA -

Transferstopfen

- Aus autoklavierbarem Polypropylen
- Mit 3 oder 4 wiederverschließbaren Anschlüssen (Kappen im Lieferumfang enthalten)

Art. Nr.	Gewinde	Anzahl Anschlüssen	CHF
360548	53B	4	AA -
360549	38/430	3	AA -

Verschluss mit Septum

- Aus autoklavierbarem Polypropylen
- Septum aus Butyl

Art. Nr.	Gewinde	VE	CHF/ VE
360544	53B	192	AA -
360545	38/430	288	AA -

Belüfteter Septumstopfen

- Aus autoklavierbarem Polypropylen
- PTFE-Membran 0,22 µm
- Septum aus Butyl

Art. Nr.	Gewinde	VE	CHF/ VE
360546	53B	288	AA -

Sicherheitsverschluss mit Septum

- Aus autoklavierbarem Polypropylen
- Mit Siegelring
- Septum aus Butyl

Art. Nr.	Gewinde	VE	CHF/ VE
360547	53B	288	AA -