Aluminiumflaschen

Aluminiumflaschen

Für die Lagerung, den Transport und den Versand von Proben.

- **Flasche aus reinem Aluminium (AL 99,5) leicht, unzerbrechlich und undurchsichtig**
- **Wasserdichter Verschluss mit PP-Gewindekappe mit innerer Aluminiumdichtung**
- **UN-Zulassung 1B1/X/250 für den Transport außer Art. Nr. 671063**

Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø (mm)	Höhe mit Kappe (mm)	CHF
671063	38	35	70	**AA -**
795597	60	40	88	**AA -**
795598	120	57	97	**AA -**
795599	300	57	160	**AA -**
671084	600	74	192	**AA -**
795600	1200	88	248	**AA -**
795762	3000	161	215	**AA -**
795763	5600	161	340	**AA -**



Ballonflaschen aus Polypropylen, ohne Hahn

Nalgene™ Ballonflaschen

- **Hergestellt aus Polypropylen**
- **Wasserdicht, zur Aufbewahrung von destilliertem Wasser oder Reagenzien**
- **2 Griffe, mit oder ohne Wasserhahn**
- **Graduiert nach 5 Litern und Gallonen**
- **PP-Modell zum Autoklavieren leer, mit nicht aufgeschraubtem Verschluss (separat)**



Volumen	10	20	50
ø x H (mm)	250 x 389	282 x 513	379 x 678
Verschluss	83B	83B	83B
Art.Nr.	**028618**	**028621**	**028565**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Große runde Flasche mit engem Hals Nalgene™

- **Hergestellt aus Polypropylen**
- **Wasserdicht**
- **Verschluss aus Polypropylen**
- **Die Modelle mit 4 und 8 l haben einen Clip an der Schulter, um ein Markierungsetikett zu integrieren**



Kapazität (l)	Ø x H (mm)	Verschluss	PP naturfarbe	CHF	PP bernsteinfarben	CHF
2	121 x 249	38–430	**029412**	**AA -**	**029413**	**AA -**
4	152 x 333	38–430	**029329**	**AA -**	**029414**	**AA -**
8	193 x 409	53B	**029302**	**AA -**	**029415**	**AA -**



Geben Sie die Referenz auf milian.com ein, um unser Autoklavierverfahren zu finden

Rechteckige Ballonflaschen aus Polypropylen

- **Autoklavierbar**
- **Transluzent**
- **Robuster Griff aus Edelstahl**
- **Graduiert in Litern und Gallonen**



Kapazität (l)	9	20
(H x L x T) (mm)	216 x 146 x 356	318 x 219 x 381
Art. Nr.	**029122**	**029123**
CHF	**AA -**	**AA -**

Fässer aus Polypropylen

- **Autoklavierbar : ideal für Kulturmedien, destilliertes Wasser oder sterile Flüssigkeiten**
- **Doppelte Graduierung (englisch und metrisch) auf der Vorderseite des Kanisters**
- **Tiefe Rillenkappen für 1 festen und sicheren Verschluss**
- **Gute chemische Beständigkeit**
- **Tragegriff**

Volumen (l)	Art. Nr.	CHF
20	**141203**	**AA -**



Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com