Ballonflaschen aus Polypropylen, mit Hahn

Nalgene™ Ballonflaschen

- Hergestellt aus Polypropylen
- Wasserdicht, zur Aufbewahrung von destilliertem Wasser oder Reagenzien
- 2 Griffe, mit oder ohne Hahn
- Graduiert nach 5 Litern und Gallonen
- PP-Modell zum leer Autoklavieren, mit nicht aufgeschraubtem Verschluss (separat)



Volumen	10	20	50
ø x H (mm)	250 x 389	282 x 513	379 x 678
Verschluss	83B	83B	83B
Art.Nr.	**028002**	**028003**	**028574**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Geben Sie die Referenz auf milian.com ein, um unser Autoklavierverfahren zu finden

Rechteckige PP-Ballonflaschen mit Nalgene™ -Hahn

- Autoklavierbar
- Robuster Griff aus Edestahl
- Graduiert in Litern und Gallonen
- Mit Hahn :
  - Ersatzhahn aus Polypropylen für den herkömmlichen Gebrauch
  - Ersatzhahn aus Tetrafluorethylen für Lösungsmittel



Kapazität (l)	9	20
(H x L x T) (mm)	216 x 146 x 356	318 x 219 x 381
Art. Nr.	**029128**	**029130**
CHF	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. PP Ersatz-Hahn	**029110**	
CHF	**AA -**	
Art. Nr. ETFE Ersatz-Hahn	**029872**	
CHF	**AA -**	

Azlon® quadratische Ballonflaschen aus autoklavierbarem Polypropylen

Ballonflaschen aus Polypropylen mit oder ohne Hahn, mit dichtem Schraubverschluss.

Art. Nr.	Volumen (l)	Basis x Höhe (mm)	Hals (mm)	CHF
090849	5	220 x 270	GL 45	**AA -**
090850	10	280 x 360	83B	**AA -**



Rechteckige Ballonflaschen aus Polypropylen

- Verschluss aus Polypropylen
- Breiter Henkel für besseren Halt
- Graduierung
- Carboys aus PP, autoklavierbar bis +121 °C
- Weiße Ballonflaschen
- Mit Hahn

Art. Nr.	Maße B x T x H (mm)	Volumen (L)	Verschluss-Ø (mm)	CHF
311110	131 x 270 x 417	5	83	**AA -**
311118	162 x 293 x 496	10	83	**AA -**
311128	205 x 345 x 640	20	120	**AA -**
311131	205 x 345 x 614		83	**AA -**
311139	250 x 433,2 x 771	40	120	**AA -**



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com