Ballonflaschen aus Polypropylen, mit Hahn

Nalgene™ Polypropylen-Kanister mit niedrigem Profil



- Autoklavierbar, ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Stapelbar, niedrige Bauweise, erleichtert die Positionierung in engen Räumen
- Verschluss und Hahn aus Polypropylen

Kapazität (l)	8	15
B x T x H (mm)	356 x 305 x 152	356 x 356 x 203
Material	PP	PP
Art. Nr.	**029454**	**029455**
CHF	**AA -**	**AA -**

Ultrafeine Ballonflaschen



- Aus.transparentem Polypropylen
- Mit 3/4'' Gewindestutzen für Hahn
- Mit reliefartiger Liter-Teilung
- Aluminium-Flaschenablagen zur sicheren Aufbewahrung optional erhältlich (nur für 5-l-Flaschen)
- Optional erhältlich: StopCock-Hahn mit schwenkbarem, tropffreiem Auslauf und Compact-Auslaufhahn, der auf Kanister mit 3/4"-Gewindestutzen passt

Art. Nr.	Geeignet für Hahn	Volumen (l)	L x T x H (mm)	Hals-Ø (mm)	CHF
090005	Ja	5	65 x 335 x 335	41	**AA -**
795765	Ja	10	125 x 335 x 335	41	**AA -**

WEB

Suchen Sie unter www.milian.com nach den Artikelnummern 090005 und 795765, um alle Zubehörteile und Kits zu finden

Ballonflaschen aus Polypropylen, mit Schlauchstutzen

Autoklavierbare Ballonflaschen mit Nalgene™ Auslassstutzen



- Aus autoklavierbarem Polypropylen
- Graduiert, wasserdicht
- Verschluss 83B
- Mit Schlauch mit einem Innendurchmesser von 13 mm an der Flaschenbasis
- Schlauch muss separat bestellt werden

Art. Nr.	Kapazität (l)	CHF
029204	10	**AA -**
029436	20	**AA -**

Ballonflaschen aus hochdichtem Polyethylen, ohne Hahn

Nalgene™ HDPE-Einwegflaschen



- Aus HDPE
- Steril
- USP Klasse VI-konform

Cyto-toxic

Pyrogen

Art. Nr.	Kapazität (l)	Ø x H (mm)	Verschluss	Griffe	CHF
030091	20	284 x 502	83B	Edelstahl*	**AA -**
128030	33	381 x 546	83B	Geformt	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
030092	Edelstahlgriff für 20-Liter-Ballonflaschen	**AA -**

* Separat verkauft