Ballonflaschen aus hochdichtem Polyethylen, mit Hahn

Enghalskanister



Aus HDPE, dickwandig (2 mm), sehr stabil.

Enghalskanister

- Kann bei Temperaturen unter 0 °C verwendet werden
- Modelle mit Hahn: 3/4''-Hahn 85P
- 12 mm tiefes Gewinde, um eine perfekte Abdichtung zu gewährleisten

Vol. (L)	Ø x H (mm)	Hals-Ø (mm)	Anzahl Griffe	Kanister mit Hahn	
				Art. Nr.	CHF
5	170 x 345	62,5	1	**391330A**	**AA -**
10	210 x 425	62,5	1	**391331A**	**AA -**
25	280 x 565	95,5	2	**391332A**	**AA -**
50	350 x 700	95,5	2	**391333A**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/VE
391334	Englischer Hahn mit Klammer 3/4''	2	**AA -**

HDPE-Flasche mit Hahn



- Für die Abgabe von Reinigungslösungen, Desinfektionsmitteln und Reagenzien
- Möglichkeit, ein Etikett aufzukleben oder die glatten Seiten zu beschriften
- Mit einem Griff
- Beständig gegen korrosive Säuren

Art. Nr.	Kapazität (l)	CHF
947847	20	**AA -**

Rechteckige Ballonflaschen mit Hahn



- Verschluss aus Polypropylen
- Breiter Henkel für besseren Halt
- Graduierung
- Aus PP, autoklavierbar bei 121 °C

Art. Nr.	Maße B x T x H (mm)	Vol. (l)	Farben	Verschluss-Ø (mm)	CHF
311105	131 x 270 x 415	5	Bernstein	83	**AA -**
311108	131 x 270 x 417		Weiß	83	**AA -**
311113	162 x 293 x 496	10	Bernstein	83	**AA -**
311115	162 x 293 x 495		Weiß	83	**AA -**
311121	205 x 345 x 614	20	Bernstein	83	**AA -**
311123	205 x 345 x 640		Weiß	120	**AA -**
311125	205 x 345 x 640			83	**AA -**
311135	250 x 433,2 x 771	40	Bernstein	120	**AA -**
311137	250 x 433,2 x 771		Weiß	120	**AA -**

HDPE-Kanister



- HDPE-Modell: Temperaturbeständig von -100 °C bis +120 °C
- Doppelte Graduierung (englisch und metrisch) auf der Vorderseite des Kanisters
- Tiefe Rillenkappen für einen festen und sicheren Verschluss
- Gute chemische Beständigkeit
- Polypropylen-Hahn
- Tragegriff

Art. Nr.	Kapazität (l)	CHF
141200	10	**AA -**

HDPE-Ballonflaschen mit Hahn



- Aus HDPE
- Blaue Graduierung
- Mit Schraubverschluss
- Hahn muss separat bestellt werden

Volumen (l)	Ø Körper (mm)	Hals Innen-Ø (mm)	Höhe (mm)	Art. Nr.	CHF
10	206	50	427	**063358**	**AA -**
60	346	50	823	**063364**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
063318	HDPE-Zapfhahn blau für Flaschen 5 - 60 l	**AA -**
063341	PP-Zapfhahn blau für Flaschen 5 - 60 l	**AA -**
063340	HDPE-Anschluss, blau, Zapfhahn PP	**AA -**