Ballonflaschen aus fluoriertem Polyethylen hoher Dichte, mit Hahn

Fluorierte Ballonflaschen mit Nalgene™ -Hahn

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

- Aus HDPE
- Tefzel Hahn
- Zur Lagerung und Verteilung von Lösungsmitteln
- Fluorierte Oberflächen, reduziert die Diffusion von Lösungsmitteln
- Gegossene Graduierungen
- Griff aus Edelstahl
- Polypropylen-Ersatzhahn für den klassischen Gebrauch
- Ersatzhahn Ethylen-Tetrafluorethylen für Lösungsmittel









Kapazität (l)	9	20
Maße (mm)	216 x 146 x 343	318 x 219 x 381
Art. Nr.	**029194**	**029195**
CHF	AA -	AA -
Art. Nr. Ersatzstopfen	**029374**	
CHF	AA -	
Art. Nr. Hahn PP Ersatz	**029110**	
CHF	AA -	
Art. Nr. Hahn ETFE Ersatz	**029872**	
CHF	AA -	

Ballonflaschen aus Polyethylen niedriger Dichte, ohne Hahn

Nalgene™ Ballonflaschen

- Aus LDPE
- Wasserdicht, zur Aufbewahrung von destilliertem Wasser oder Reagenzien
- 2 Griffe, mit oder ohne Hahn
- Graduiert nach 5 Litern und Gallonen

Thermo SCIENTIFIC NALGENE



Volumen	10	15	20	25	50
ø x h (mm)	250 x 389	285 x 419	282 x 513	287 x 584	379 x 678
Verschluss	83B	83B	83B	83B	83B
Art. Nr.	**029440**	**029441**	**029442**	**029443**	**029444**
CHF/VE	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

Große runde Flasche mit engem Hals Nalgene™

- LDPE
- Wasserdicht
- Verschluss aus Polypropylen
- Die Modelle mit 4 und 8 l haben einen Clip an der Schulter, um ein Markierungsetikett zu integrieren

Thermo SCIENTIFIC NALGENE



Art. Nr.	Kapazität (l)	Ø x H (mm)	Verschluss	CHF
029409	2	121 x 249	38 - 430	AA -
029410	4	152 x 333	38 - 430	AA -
029411	8	193 x 409	53B	AA -

Ballonflaschen aus Polyethylen niedriger Dichte, mit Hahn

Nalgene™ Ballonflaschen

- Aus LDPE
- Wasserdicht, zur Aufbewahrung von destilliertem Wasser oder Reagenzien
- 2 Griffe, mit oder ohne Hahn
- Graduiert nach 5 Litern und Gallonen

Thermo SCIENTIFIC NALGENE



Volumen (l)	4	10	20	25	50
ø x h (mm)	154 x 330	250 x 389	282 x 513	287 x 584	379 x 678
Verschluss	38-430	83B	83B	83B	83B
Art. Nr.	**029135**	**028422**	**028624**	**029445**	**029291**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

LDPE-Ballonflaschen mit Hahn

- Aus LDPE
- Für die Abgabe von Reinigungslösungen, Desinfektionsmitteln und Reagenzien
- Möglichkeit, ein Etikett aufzukleben oder die glatten Seiten zu beschriften
- Mit einem Griff
- Beständig gegen korrosive Säuren



Art. Nr.	Kapazität (l)	CHF
947845	4	AA -
947846	8	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com