
Ballonflaschen aus Polycarbonat, ohne Hahn

Flaschen aus transparentem Polycarbonat Nalgene™



- Ideal für die Aufbewahrung von Reagenzien und Medien
- Aus durchsichtigem Polycarbonat, autoklavierbar
- Mit wasserdichter Schraubkappe 83B, mit oder ohne Hahn

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Art. Nr.	Volumen (l)	Ø x H (mm)	Innen-Ø Hals (mm)	Hahn	CHF
029105	10	249 x 381	64	Nein	AA -
029106	20	282 x 513	64	Nein	AA -

Rechteckige Ballonflasche



Art. Nr.	Maße B x T x H (mm)	Volumen (l)	Farben	Verschluss-Ø (mm)	CHF
311132	205 x 345 x 640	20	Transparent	120	AA -

Clearboy Transparente rechteckige Ballonflaschen



- Aus durchsichtigem Polycarbonat, autoklavierbar
- Leicht
- Gegossene Graduierungen
- Extrem stoßfest
- Ideal zum Sammeln und Lagern von Feststoffen

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Kapazität (l)	9	20
(L x B x H) (mm)	216 x 146 x 352	318 x 219 x 381
Art. Nr.	029126	029127
CHF	AA -	AA -

Quadratische Flaschen aus Polycarbonat mit "Clean" -Zertifizierung Nalgene™



Thermo SCIENTIFIC NALGENE

- Aus durchsichtigem Polycarbonat
- Zertifiziert nach USP 788, USP 661 und USP 85, für Reinräume
- Ø Kappe : 48 mm
- Einsatztemperatur : -100 °C bis +100 °C
- Steril, doppelte, heißversiegelte Einzelverpackung

Art. Nr.	Volumen (L)	Griff	Maße L x H (mm)	VE	CHF/ VE
088028	5	Ja	166 x 299	6	AA -
088029	5	Nein	166 x 299	6	AA -
088030	10	Ja	255 x 337	2	AA -
088031	10	Nein	255 x 337	2	AA -
088032	20	Ja	255 x 495	3	AA -

Ballonflaschen aus Polycarbonat, mit Hahn

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Rechteckige Flaschen aus Polycarbonat mit Nalgene™ -Hahn







- Autoklavierbar
- Transparent, geformte Graduierungen
- Stoßfest
- Geeignet für Kühlräume
- Robuster Griff aus Edestahl
- Ersatzhahn aus Polypropylen für den klassischen Gebrauch
- Ersatzhahn aus Ethylen-Tetrafluorethylen für Lösungsmittel

Kapazität (l)	9	20
(L x B x H) (mm)	216 x 146 x 362	318 x 219 x 381
Art. Nr.	029133	029134
CHF	AA -	AA -
Art. Nr. Ersatzstopfen	029374	
CHF	AA -	
Art. Nr. PP Ersatz-Hahn	029110	
CHF	AA -	
Art. Nr. Hahn ETFE Ersatz	029872	
CHF	AA -	