Ballonflaschen aus Polycarbonat, mit Hahn

Flaschen aus transparentem Polycarbonat Nalgene™

- Ideal für die Aufbewahrung von Reagenzien und Medien
- Aus durchsichtigem Polycarbonat, autoklavierbar
- Mit wasserdichter Schraubkappe 83B, mit oder ohne Hahn



Art. Nr.	Volumen (l)	Ø x H (mm)	Innen-Ø Hals (mm)	Hahn	CHF
029120	10	249 x 381	64	Ja	AA -
029121	20	282 x 513	64	Ja	AA -

PETG-Ballonflaschen, ohne Hahn

Rechteckige Ballonflaschen

- Breiter Henkel für besseren Halt
- Graduierung



Art. Nr.	Maße B x T x H (mm)	Vol. (l)	Farben	Verschluss-Ø (mm)	CHF
311102	128 x 170 x 307	2,5	Transparent	83	AA -
311111	131 x 220 x 417	5	Transparent	83	AA -
311119	162 x 273 x 501	10	Transparent	83	AA -
311133	205 x 345 x 640	20	Transparent	120	AA -


Kanister aus Polypropylen, ohne Hahn

Runde Kanister mit Griff Nalgene™

- Autoklavierbar
- Wasserdicht
- Hergestellt aus Polypropylen
- Mit seitlich platzierter Öffnung zum einfachen Einfüllen von Flüssigkeiten



Art. Nr.	Kapazität (l)	Material	CHF
029438	4	PP	AA -
029439	8	PP	AA -



Kanister aus hochdichtem Polyethylen, ohne Hahn

Kanister Heavy Duty 20 l Nalgene™

- Stapelbar
- Aus HDPE, gute Chemikalienbeständigkeit
- Mit Griff
- Graduiert



Nennkapazität (l)	20
Ungefähres maximale Kapazität (l)	20,8
Verschluss-Ø (mm)	70
min. innen-Ø Hals (mm)	48
L x H x B	323 x 234 x 399
Art. Nr.	**029294**
CHF	**AA -**

HDPE-Kanister mit PP-Kappe Nalgene™

- Schweres und robustes Design
- Für extreme Einsätze
- Hohe Stabilität und langer Ausguss
- Gegossene Graduierungen
- Aus hochdichtem Polypropylen
- Nicht autoklavierbar



L H x B (mm)	152 x 203 x 343	191 x 229 x 368	229 x 305 x 445
Nennkapazität (l)	6	10	20
Ungefähr maximale Kapazität (l)	7,6	12	24
Unterteilungen (Gallonen)	1/4	1/4	1
Verschluss-Ø (mm)	53B	53B	53B
Art. Nr.	**029456**	**029457**	**029458**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com